

→ Jet bucco-dentaire rechargeable de salle de bain

## JET BUCCO-DENTAIRE DE SALLE DE BAIN

### Forme profilée

Excellente prise en main.

Réservoir transparent, pour vérifier le niveau d'eau.

Entièrement étanche et lavable sous l'eau.

### 1 Grand réservoir

Grande autonomie de fonctionnement (40 secondes), grâce à ses 165 ml de capacité. Le remplissage se fait très facilement. Compatible avec les solutions de bain de bouche.

### 2 Moteur rétractable

Le moteur se glisse dans le réservoir, réduisant l'encombrement de 35 % ! Idéal pour le glisser discrètement dans une valise !

### 3 Interrupteur marche/arrêt

3 positions : arrêt/charge, massage des gencives (position 1) ou nettoyage des espaces inter-dentaires (position 2).

### 4 Espace de rangement pour buse

La buse reste toujours à portée de main.

### 5 Batteries rechargeables

Batteries Ni-Mh rechargeables en 8 heures seulement, le temps d'une nuit.

Sélection automatique de la tension de charge (de 100 à 240 volts).

**DentaCare®**  
**Panasonic**



La qualité Panasonic, distribué exclusivement par Spengler

Le tout nouveau jet bucco dentaire rechargeable Panasonic DentaCare EW-DJ40® vous accompagne dans tous vos déplacements comme à votre domicile. Doté d'un réservoir autonome de grande capacité, il vous permet de garder une hygiène parfaite en toute circonstance. Grâce à ses batteries rechargeables, vous réalisez de fortes économies sur les piles (jusqu'à 80 euros par an). Il est particulièrement adapté aux personnes porteuses d'un appareil dentaire.

De plus, le Panasonic DentaCare EW-DJ40® est conforme aux recommandations de l'UFSBD. Et depuis toujours, vous pouvez faire confiance au numéro 1 mondial de l'électronique.



## Caractéristiques techniques

<b>Réservoir</b>	capacité	165 ml
		40 secondes
	avantage	compatible avec les solutions de bain de bouche avec système de blocage de sécurité
<b>Buse</b>		
<b>Alimentation</b>	tension	2,4 V (2 batteries nickel-métal-hydrure de type AA LR6, fournies)
	autonomie	15 minutes en continu, environ 22 réservoirs
<b>Dimensions et poids</b>	hauteur	déployé : 218 mm ; rétracté : 142 mm
	poids	265 g (sans les batteries)
		145 g (chargeur)
<b>Jet</b>	position	2 positions : doux pour les gencives, puissant pour les espaces inter-dentaires
		20% de puissance en plus
<b>Pression acoustique</b>		69 dB (A) référence 1 pW
<b>Accessoires</b>	fourni	1 buse
		1 chargeur secteur
<b>GARANTIE</b> (dans les conditions normales)		2 ans

**Références****EW-DJ40****EW0955****Modèles**

Panasonic Dentacare EW-DJ40, jet bucco dentaire de salle de bain

Buses pour Dentacare EW-DJ10 / DJ-40 (2 pièces)

**Service après vente Spengler** : pour toute question, vous adresser à votre distributeur agréé Spengler.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

**Panasonic**®

## La qualité Spengler

**Assurance qualité**

Fabrication française certifiée ISO 9001 : 2008, ISO 13485 : 2004.

**Marquage CE**

Directive européenne CEE 93/42 et sa révision 2007/47/CE : jet bucco dentaire de salle de bain : classe I. Les jets bucco dentaires de salle de bain Panasonic répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

**Service après-vente**

Spengler assure la maintenance et la réparation et forme ses distributeurs agréés à ces services.

**Garantie**

Garantie légale (art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les jets bucco dentaires de salle de bain Panasonic sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Panasonic de 2 ans des jets bucco

dentaires de salle de bain Panasonic (dans les conditions normales d'utilisation) : remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par échange standard (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (batteries, buse) ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.