









## Veikmas

== **ISPEJIMAS** Apžiūrėkite skėtiklio galiukus, ar juose netyčia neatsirado šiurkšti paviršių, aštrių kraštų arba išsilikimų, kurie galėtų padaryti žalos.

1. Pritaisykite vienkartinį skėtiklio galiuką, kaip parodyta 2.0 pav.

== **PASTABA**
Otoskopu skėtiklis skirtas naudoti tik viena kartą, nebent būtų nurodyta, kad Jį galima naudoti pakartotinai.
2. Atlikite apžiūrą standartiniu būdu.
3. Išmeskite vienkartinį skėtiklio galiuką.

== **PASTABA**
„Welch Allyn“ rankenėlių ir „iExaminer“ nustatymas ir veikimas aprašyti atskirose instrukcijose.

**Patikra, techninė priežiūra, apžiūra ir pakartotinis naudojimas**

== **ISPEJIMAS**
Rizika suduoti pacientui. Šis įrangos nagalio modifikuoti, nes taip galite pakentki pacientui prietaisu naudojimo sausumą, gaminiį gali veikti biologiai ir netikimai, o gaminio garantiją gali negauti.

Patikrinkite, ar prietaisas neturi matomo požiūmių. Jei matote brėnių, rodančių, kad prietaisas gali būti sugadintas arba sugęjęs, jo nebaudokite ir kreipkitės į „Welch Allyn“.

Šiems prietaisams apžiūra ir techninė priežiūra nereikalinga. Periodiškai kalibravimo atlikite nereikiam, gaminiui ar neremontuotoms. Šiuos prietaisus galima pakartotinai naudoti tol, kol pamatysite netikalus požiūrius arba je nustos tinkamai veikti. Šiems prietaisams netinkami šie prietaisai:
• neatitinkanti prietaisams
• neatitinkanti prietaisams

**Pagrindinės eksploatacinės sąvaybės**

Mažas	~7 mm (esant 15 mm)	~4,5 mm (esant 15 mm)
Padidinimas	~5–8 kart.	~2,2 kart.

## Valymas – žr. 1.0 pav.

== **DĖMESIO**
Jei į optinę dalį pakliks per daug tirpalo, jis gali pakentki vidinius detales. Ekiktas atsigari ir įsitikinkite, kad valymo sluostė nepersukusiu tirpalu.

== **DĖMESIO**
Nesterilizuokite prietaisą ir neremkite jo į jokį tirpalą. Tai tiri tinkili optinio instrumentu, kurio sterilizuoti nereikia. Šiam gaminiui nereikalinga jokia profilaktinė apžiūra, išsirykus valymą.

**Pavirtinuos valymo chemiines priemonės** otoskopu galvutems:
70 % izopropilinio vandens (puz., „CIDehol® 70“ alkoholiu suvalgytos šluostės, „Metrex“ CaviWipes™, PDI Super-Sani-Cloth™ ir/„PDI-Sani-Cloth Plus“.

- Pries valymą nuimkite vienkartinį skėtiklio galiuką.
- Noredami nusluostyti galvutę apsaugą, pašalinusi visus matomus ir nematomus pavirtinuos nauokite pavirtinuos valymo cheminis priemones (žr. pirmaia). Dažnumas: gydytojis atkys apsaugą valykite esant reikalui.
- Noredami nusluostyti gydytojų atkys apsaugą, pašalinusi visus matomus ir nematomus nesvarumus nauokite pavirtinuos valymo cheminis priemones (žr. pirmaia). Dažnumas: gydytojis atkys apsaugą valykite esant reikalui.
- Otoskopu objektyvą valykite vaizte gabaliu arba objektyvo popieriumi, suvalgytu 70 % izopropilio alkoholiu. Dažnumas: otoskopu objektyvą valykite esant reikalui.
- Patikrinkite, ar prietaisas yra tinkamai išvalytas.

## Saugojimas ir utilizavimas

Saugokite prietaisą vadovaujamieji rekomendacijoms, kad jis būtų saugus, kaip aprašyta „išsakyti aktyvumo“ skyriaus 1.0 dalyje.
Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, ar prietaisas yra tinkamai išvalytas, patikrinkite, kad baterijos rankenėlyje būtų tinkamai įdėtos.

Priešgajai turety laikyti visų federaliam, nacionaliniam, regioniniam ir (arba) vietiniam įstatymams, aktams, reglamentavimams, protų medicinos prietaisai ir jų priedais vilyti. Kilus abejonim, prietaisų nauojimo pirmausia turety kreiptis į „Hillrom“ techninis pagalbos padalinį ir paklausti, kaip saugoti prietaisą.

Priekus išsamines informacijas apie utilizavimą arba reikalavimų atkty, kreipkitės į „welchallyn.com/weee arba kreipkitės į „Welch Allyn“.

Šiems prietaisams naudojama naujokite pavirtinuos valymo cheminis techninis pagalbos padalinį adresu: https://hillrom.com/en-us/about-us/locations.

## Aplinka

Saugojimas ir transportavimas: nuo –20 °C iki +55 °C, santykinė drėgmė 10–95 %, 106 kPa–69,7 kPa

Eksploatavimas: 10–35 °, santykinė drėgmė 15–90 %, 106–69,7 kPa

## Ribotoji garantija

„Welch Allyn“ garantija, kad:
1) otoskopas 250-2 ir 238-2 bus gamybos arba medžiagų defektu, 1 metus nuo pirkinio datos, otoskopas 238-3 bus gamybos arba medžiagų defektu 5 metus, 2) šių otoskopų apšvietimo šaltinis bus gamybos arba medžiagų defektu 5 metus nuo pirkinio datos, „Welch Allyn“ ištaisy toks atsitradusio defektus savo sąpaktą su klientu namu arba pakeičiamu gaminiu. Ši garantija negamia žalos, atsiradusios dėl nelaimingo atsitikimo, remonto, kurio atliko „Welch Allyn“ neįgaloties asmuo, arba „WELCH ALYN“ apžiūrų instruktoriaus nesilaikymo.

ŠI RIBOTOJI GARANTUJA SUITEKIAMĄ VEIŲIŲ BŪT KOJIOS TOKIS NUMANOMOS GAMINIO KOKYBES GARANTUJUS IR YRA VISĄ GAMINIAMS TAKIOMA GARANTIJA.

**Pranešimai apie medicinius prietaisus**
Pranešimas naujoties ir (arba) pacientams ES, prietaisų su prietaisų susijusiam rimtam incidentui, apie tai turety būti pranešama gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra naudotais ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

**Elektromagnielinio suderinamumo lenteles**
welchallyn.com/getstarted

„Welch Allyn™“ techninis pagalbos centras
https://hillrom.com/en-us/about-us/locations.

PATENTAI: hillrom.com/patents

## PARTIJOS kodas

Partijos kodas ikidovimo priemonė YDDD, kur Y = metal ir D = diena.

## Norsk

## Tilteni tekst

Welch Allyn MacroView ir LED-otoskopė er ment 1 brukes av helsepersonell og medisinsk kvalifisert personale for undersøkelse av øret, ørekanalen og trommehinnen under belysning og for sterilisering på barn og voksne pasienter. Otoskopet er også ment å vurderer trommehinnens fleksibilitet gjennom lufttrykk og for generell belysning av øret og nasale hulrom.

Beregnet belysningsnivå for Welch Allyn MacroView og LED-otoskopet er profesjonelle helsepersonell som generelle legekontorer, sykehus, spesialister, legevakter, klinikker, og opplærings i kliniske miljøer.

Kliniske foredrag – angitt i Tilteni tekst

Driftsmodus: CONTINUERLIG

## Kontraindikasjoner

Welch Allyn MacroView og LED-otoskopet er ikke ment å brukes til øydeksersjoner.

Dette er optiske presisjonsinstrumenter som ikke kan steriliseres. Ingen forebyggende vedlikehold annet enn rengjøring er nødvendig for bruk av produktet.

**Godkjente rengjøringsmidler** for otoskopene: 70 % isopropylalkohol med 30 % avionisert vann (for eksempel CIDehol® 70 alkoholsterilvætt), Metrex™ CaviWipes™, PDI Super-Sani-Cloth™, og PDI Sani-Cloth Plus™

1. Fjern engangsspekulumspissen for rengjøring.

- Bruk godkjente rengjøringsmidler (se angitt i tabellen) for å tørke av otoskopet og fjerne all synlig og usynlig smuss. Frevrens: Rengjør otoskopet etter behov.
- Bruk godkjente rengjøringsmidler (se ovenfor) for å tørke av støtbeskytteren for legens økular og fjerne all synlig og usynlig smuss. Frevrens: Rengjør støtbeskytteren for legens økular etter behov.
- Rengjør otoskopobjektivet med en bomullspinne eller objektivserviett etter behov. 70 % isopropylalkohol. Frevrens: Rengjør otoskopobjektivet etter behov.
- La rengjøringsmiddelet tørke.

## Rengjøring – se tegning 1.0

== **FORSIKTIG**
Overskudd av væske som trenger inn i den optiske enheten, kan skade interne komponenter. Vær forsiktig og pass på at rengjøringskuten ikke er mettet med oppløsning.

== **FORSIKTIG**
Ikke steriliser utstyret eller legg det i en løsning. Dette er optiske presisjonsinstrumenter som ikke kan steriliseres.

== **MERK**
Welch Allyn MacroView og LED-otoskopet er egnet for bruk i pasientmiljøet.

**Produktoversikt otoskopet – se tegning 1.0**

- Spekulumsfeste
- Innlåsningskontroll
- Spekulumsfeste (brukt del, er i kontakt med pasienten)
- Støtbeskytteren (se angitt i tabellen)
- Feste for smartutstyr (for tv-beredskapssett)
- Støtbeskyttere for legens økular (kun 238-modell)
- Innlåsningspumpe

== **MERK**
Det rektangulære vinduet i 250-2-modellen er avtagbart. Se tegning 1.0

52432-CLR-1 2,75 mm Lumiview Clear ear-spekulum	52434-CLR-1 4,25 mm Lumiview Clear ear-spekulum	52432-1 2,75 mm Welch Allyn KleanSpec	52434-1 4,25 mm Welch Allyn KleanSpec
52700 4,0 mm KleanSpec engangsspekulum med instrumenterinnlegg	21504 Innlåsningspumpe	11840-EX Examiner SmartBracket (bare for 238-3)	777-LH 3,5 V utstyr for lysing av høre med settet

== **MERK**
Det rektangulære vinduet i 250-2-modellen er avtagbart. Se tegning 1.0

== **MERK**
Bruk disse enhetene bare på godkjente Welch Allyn-håndtak. Se hillrom.com for oppdatert liste over kompatible strålkender og tilbehør.

== **MERK**
Tegning 2.0 viser hvordan håndtaket fjernes som en påminnelse. Denne håndboken gjelder imidlertid ikke håndtak. Se bruksanvisningen for det aktuelle håndtaket for mer informasjon.

## Risikogrupper

Dette produktet er i samsvar med relevante standarder for elektromagnetiske forstyrrelser, mekanisk sikkerhet, trykke og biokompatibilitet. Men produktet kan ikke eliminere potensiell pasient- eller brukerskade fra følgende:

- Skade eller enhetsskade forbundet med elektromagnetiske færer.
- Skade fra mekanisk fare.
- Skade fra enhets-, funksjons- eller parametertilleggelighet.
- Skade fra brukers fare, for eksempel utilstrekkelig rengjøring, og/eller
- Skade fra eksponering av enheten for biologisk materiale som kan resultere i en alvorlig systemisk allergisk reaksjon.

== **ISPEJIMAS**
Rizika suduoti pacientui. Šis įrangos nagalio modifikuoti, nes taip galite pakentki pacientui prietaisu naudojimo sausumą, gaminiį gali veikti biologiai ir netikimai, o gaminio garantiją gali negauti.

Patikrinkite, ar prietaisas neturi matomo požiūmių. Jei matote brėnių, rodančių, kad prietaisas gali būti sugadintas arba sugęjęs, jo nebaudokite ir kreipkitės į „Welch Allyn“.

Šiems prietaisams apžiūra ir techninė priežiūra nereikalinga. Periodiškai kalibravimo atlikite nereikiam, gaminiui ar neremontuotoms. Šiuos prietaisus galima pakartotinai naudoti tol, kol pamatysite netikalus požiūrius arba je nustos tinkamai veikti. Šiems prietaisams netinkami šie prietaisai:
• neatitinkanti prietaisams
• neatitinkanti prietaisams

**Pagrindinės eksploatacinės sąvaybės**

Mažas	~7 mm (esant 15 mm)	~4,5 mm (esant 15 mm)
Padidinimas	~5–8 kart.	~2,2 kart.

## Valymas – žr. 1.0 pav.

== **DĖMESIO**
Jei į optinę dalį pakliks per daug tirpalo, jis gali pakentki vidinius detales. Ekiktas atsigari ir įsitikinkite, kad valymo sluostė nepersukusiu tirpalu.

== **DĖMESIO**
Nesterilizuokite prietaisą ir neremkite jo į jokį tirpalą. Tai itin tinkili optinio instrumentu, kurio sterilizuoti nereikia. Šiam gaminiui nereikalinga jokia profilaktinė apžiūra, išsirykus valymą.

**Pavirtinuos valymo chemiines priemonės** otoskopu galvutems:
70 % izopropilinio vandens (puz., „CIDehol® 70“ alkoholiu suvalgytos šluostės, „Metrex“ CaviWipes™, PDI Super-Sani-Cloth™ ir/„PDI-Sani-Cloth Plus“.

- Pries valymą nuimkite vienkartinį skėtiklio galiuką.
- Noredami nusluostyti galvutę apsaugą, pašalinusi visus matomus ir nematomus pavirtinuos nauokite pavirtinuos valymo cheminis priemones (žr. pirmaia). Dažnumas: gydytojis atkys apsaugą valykite esant reikalui.
- Noredami nusluostyti gydytojų atkys apsaugą, pašalinusi visus matomus ir nematomus nesvarumus nauokite pavirtinuos valymo cheminis priemones (žr. pirmaia). Dažnumas: gydytojis atkys apsaugą valykite esant reikalui.
- Otoskopu objektyvą valykite vaizte gabaliu arba objektyvo popieriumi, suvalgytu 70 % izopropilio alkoholiu. Dažnumas: otoskopu objektyvą valykite esant reikalui.
- Patikrinkite, ar prietaisas yra tinkamai išvalytas.

## Saugojimas ir utilizavimas

Saugokite prietaisą vadovaujamieji rekomendacijoms, kad jis būtų saugus, kaip aprašyta „išsakyti aktyvumo“ skyriaus 1.0 dalyje.
Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, ar prietaisas yra tinkamai išvalytas, patikrinkite, kad baterijos rankenėlyje būtų tinkamai įdėtos.

Priešgajai turety laikyti visų federaliam, nacionaliniam, regioniniam ir (arba) vietiniam įstatymams, aktams, reglamentavimams, protų medicinos prietaisai ir jų priedais vilyti. Kilus abejonim, prietaisų nauojimo pirmausia turety kreiptis į „Hillrom“ techninis pagalbos padalinį ir paklausti, kaip saugoti prietaisą.

Priekus išsamines informacijas apie utilizavimą arba reikalavimų atkty, kreipkitės į „welchallyn.com/weee arba kreipkitės į „Welch Allyn“.

Šiems prietaisams naudojama naujokite pavirtinuos valymo cheminis techninis pagalbos padalinį adresu: https://hillrom.com/en-us/about-us/locations.

## Aplinka

Saugojimas ir transportavimas: nuo –20 °C iki +55 °C, santykinė drėgmė 10–95 %, 106 kPa–69,7 kPa

Eksploatavimas: 10–35 °, santykinė drėgmė 15–90 %, 106–69,7 kPa

## Ribotoji garantija

„Welch Allyn“ garantija, kad:
1) otoskopas 250-2 ir 238-2 bus gamybos arba medžiagų defektu, 1 metus nuo pirkinio datos, otoskopas 238-3 bus gamybos arba medžiagų defektu 5 metus, 2) šių otoskopų apšvietimo šaltinis bus gamybos arba medžiagų defektu 5 metus nuo pirkinio datos, „Welch Allyn“ ištaisy toks atsitradusio defektus savo sąpaktą su klientu namu arba pakeičiamu gaminiu. Ši garantija negamia žalos, atsiradusios dėl nelaimingo atsitikimo, remonto, kurio atliko „Welch Allyn“ neįgaloties asmuo, arba „WELCH ALYN“ apžiūrų instruktoriaus nesilaikymo.

ŠI RIBOTOJI GARANTUJA SUITEKIAMĄ VEIŲIŲ BŪT KOJIOS TOKIS NUMANOMOS GAMINIO KOKYBES GARANTUJUS IR YRA VISĄ GAMINIAMS TAKIOMA GARANTIJA.

**Pranešimai apie medicinius prietaisus**
Pranešimas naujoties ir (arba) pacientams ES, prietaisų su prietaisų susijusiam rimtam incidentui, apie tai turety būti pranešama gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra naudotais ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

**Elektromagnielinio suderinamumo lenteles**
welchallyn.com/getstarted

„Welch Allyn™“ techninis pagalbos centras
https://hillrom.com/en-us/about-us/locations.

PATENTAI: hillrom.com/patents

## PARTIJOS kodas

Partijos kodas ikidovimo priemonė YDDD, kur Y = metal ir D = diena.

## Norsk

## Tilteni tekst

Welch Allyn MacroView ir LED-otoskopė er ment 1 brukes av helsepersonell og medisinsk kvalifisert personale for undersøkelse av øret, ørekanalen og trommehinnen under belysning og for sterilisering på barn og voksne pasienter. Otoskopet er også ment å vurderer trommehinnens fleksibilitet gjennom lufttrykk og for generell belysning av øret og nasale hulrom.

Beregnet belysningsnivå for Welch Allyn MacroView og LED-otoskopet er profesjonelle helsepersonell som generelle legekontorer, sykehus, spesialister, legevakter, klinikker, og opplærings i kliniske miljøer.

Kliniske foredrag – angitt i Tilteni tekst

Driftsmodus: CONTINUERLIG

## Kontraindikasjoner

Welch Allyn MacroView og LED-otoskopet er ikke ment å brukes til øydeksersjoner.

Dette er optiske presisjonsinstrumenter som ikke kan steriliseres. Ingen forebyggende vedlikehold annet enn rengjøring er nødvendig for bruk av produktet.

**Godkjente rengjøringsmidler** for otoskopene: 70 % isopropylalkohol med 30 % avionisert vann (for eksempel CIDehol® 70 alkoholsterilvætt), Metrex™ CaviWipes™, PDI Super-Sani-Cloth™, og PDI Sani-Cloth Plus™

1. Fjern engangsspekulumspissen for rengjøring.

- Bruk godkjente rengjøringsmidler (se angitt i tabellen) for å tørke av otoskopet og fjerne all synlig og usynlig smuss. Frevrens: Rengjør otoskopet etter behov.
- Bruk godkjente rengjøringsmidler (se ovenfor) for å tørke av støtbeskytteren for legens økular og fjerne all synlig og usynlig smuss. Frevrens: Rengjør støtbeskytteren for legens økular etter behov.
- Rengjør otoskopobjektivet med en bomullspinne eller objektivserviett etter behov. 70 % isopropylalkohol. Frevrens: Rengjør otoskopobjektivet etter behov.
- La rengjøringsmiddelet tørke.

## Lagring og avhendning

Oppbevare enheten i beholdet til institusjonens rettningslinjer for å holde den ren, tørt og klar for videre bruk. Kasser dette produktet samt tilbehøret i beholder til lokale berednings og/eller medisinske avfallstjenester eller miljø. Klargjør for ny bruk eller separat innsamlng i beholdet til lokale bestemmelser.

Kunder skal følge alle federale, delstatlige, regionale og/eller lokale lover og forskrifter som gjelder for sikker lagring av medisinsk utstyr og tilbehør.

Hvis det er tvil, må brukeren av utstyret først ta kontakt med Hillrom teknisk støtte for veiledning angående protokoller for sikker avhendning.

Hvis du vil ha mer spesifikk informasjon om kassering eller samsvar, gå til welchallyn.com/weee eller kontakt Welch Allyn tekniske støtte på https://hillrom.com/en-us/about-us/locations.

## Omgivelser

Oppbevaring og transport: –20 °C til 55 °C, 10 % til 95 % relativ luftfuktighet, 106 kPa til 69,7 kPa

Bruk: 10 °C til 35 °C, 15 % til 90 % relativ luftfuktighet, 106 kPa til 69,7 kPa

## Felsking

Hvis enhetten ikke lyser mens det er koblet til et håndtak som drives med C-cell-batterier, må du bekrefte at batteriene er satt inn riktig i håndtaket.

## Bregnesen garanti

Welch Allyn garanterer at:
1) otoskopene 250-2 og 238-2 vil være frite for feil i utførelse eller materiale i 1 år fra kjøpsdato, otoskopet 238-3 vil være fritt for feil i utførelse eller materiale i 5 år, og 2) Disse otoskopenes lykkider vil være frite for feil i utførelse eller materiale i 5 år fra kjøpsdato. Welch Allyn vil rette eventuelle slike feil på egen regning ved å reparere eller skifte ut produktet. Denne garantien dekker ikke skade som er forårsaket av urreh, reparasjoner som er utført av en leverandør som ikke er godkjent av Welch Allyn, eller urettmæssige eller feilaktige Welch Allyn vedlikeholdsinstruksjoner.
**DEJAVNE BREGNESER GARANTIER ERSTRETTET ALLE ANDRE MEDVETTE GARANTIER OM PRODUKTKVALITET OG ER DEN ENESTE GARANTIE FOR PRODUKTENE.**

## Rapportering av medisinsk utstyr

Merknad til brukere og/eller pasienter i EU: Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er registrert.

## EMC-tabeller

**Welch Allyn's tekniske støtte**
https://hillrom.com/en-us/about-us/locations.

**PATENTER** hillrom.com/patents

## Paritkoder

YDDD-dekoding for partikoder er Y=År og D=Dag.

## Polski

== **MERK**
Bruk disse enhetene bare på godkjente Welch Allyn-håndtak. Se hillrom.com for oppdatert liste over kompatible strålkender og tilbehør.

## Przeznaczenie

Otoskop Welch Allyn MacroView i LED są przeznaczone do stosowania przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny do badań ucha zewnętrznego, kanału słuchowego oraz błony bębenkowej przy zwieleniu i w celu powiększenia u pacjentów dorosłych i dzieci. Otoskop służy również do oceny elastyczności błony bębenkowej przy użyciu powietrza pod ciśnieniem oraz do oświetlania jamy uszy i nosowej.

Otoskop Welch Allyn MacroView i LED są przeznaczone do użyciu w profesjonalnych placówkach opieki zdrowotnej, takich jak gabinety lekarskie rodzinnych, szpitale, gabinety specjalistyczne, ambulatoria, kliniki i centra szkoleń medycznych.

Zalety kliniczne – patrz części Przeznaczenie

Tyły przy: CIĄGŁY

## Przeciwwskazania

Otoskop Welch Allyn MacroView i LED nie są przeznaczone do badań oka.

== **UWAGA**
Otoskop Welch Allyn MacroView i LED są przeznaczone do użycia w strefie przeznaczonej dla pacjenta.

- Złącze wzniemka
- Kotkocwka wzniemka (część złącza bezprzewodni kontakt z małym pasykiem)
- Złącze Smart Device (tylko do modelu 238-3)
- Odbytko okulara lekarskiego
- Port insulacyjny
- Regulacja światła (regulacja sprężadła osobno)
- Opcyjnalny pierścień blokujący (tylko do modelu 238-3)
- Opcyjnalny pierścień blokujący (regulacja sprężadła osobno)
- Balon insulacyjny

== **UWAGA**
Protokółne okienko wyświetlania w modelu 250-2 jest wymienne. Patrz rysunek 1.0

## Akcesoria

- Przezroczysty wzniemki uszy 52432-CLR-1 Lumiview Clear Ear Specula 4,25 mm
- Przezroczysty wzniemki uszy 52434-CLR-1 Lumiview Clear Ear Specula 4,25 mm
- Wzniemki uszy 52432-U Welch Allyn KleanSpec 4,25 mm
- Jednorazowy wzniemki uszy 52700 KleanSpec Disposable Ear Specula 4,0 mm z otworem do wprowadzenia dodatkowego oprzyrządowania
- Balon insul i jak w 21504
- Zespół montażowy i 11840-EX Examiner Smart Bracket Assembly (tylko dla wariantu 238-3)
- Spręż do blokowania głowicy uzgadniają 777-LH 3,5 V ze śrubą dociskową

== **UWAGA**
Tych urządzeń należy używać wyłącznie z rejekcyjkami zatwierdzonymi przez firmę Welch Allyn. Aktualna lista zgodnych źródeł zasilania i akcesoriów znajduje się na stronie internetowej hillrom.com.

== **UWAGA**
Tych urządzeń należy używać wyłącznie z rejekcyjkami zatwierdzonymi przez firmę Welch Allyn. Aktualna lista zgodnych źródeł zasilania i akcesoriów znajduje się na stronie internetowej hillrom.com.

== **UWAGA**
Tych urządzeń należy używać wyłącznie z rejekcyjkami zatwierdzonymi przez firmę Welch Allyn. Aktualna lista zgodnych źródeł zasilania i akcesoriów znajduje się na stronie internetowej hillrom.com.

==

**ADVERTENCIA** Riesgo de contaminación cruzada. No reutilice las puntas de desechables de los espéculos, ya que se puede propagar la contaminación de un paciente a otro.

**Precauciones generales**

**PRECAUCIÓN** Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir daños en el dispositivo.
**PRECAUCION** Rیسgo de daño al dispositivo. Solo los centros de servicio técnico de Welch Allyn pueden realizar el mantenimiento.

**Funcionamiento**

**⚠️ ADVERTENCIA** Revise las puntas de los espéculos en busca de superficies ásperas, bordes afilados o protuberancias imprevistas que puedan causar daños.

- Coloque la punta desechable del espéculo como aparece en el dibujo 2.0.
- NOTA** Los espéculos para otoscopios son de un solo uso, a menos que estén marcados para su reutilización.
- Utilice el procedimiento habitual para realizar la exploración.
  - Trase la punta desechable del espéculo.

**ⓘ** **NOTA** La configuración y el funcionamiento de los mangos de Welch Allyn y de Examiner se describen en instrucciones separadas.

**Inspección, revisión, mantenimiento y reutilización**

**⚠️ ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones al paciente. No se permite modificar el equipo de un paciente y la seguridad del paciente y del operario, alterar el rendimiento y la precisión del producto e invalidar la garantía del mismo.

Revise el dispositivo en busca de señales evidentes de deterioro. Si observa algún daño o deterioro, interrumpa el uso del dispositivo y póngase en contacto con Welch Allyn.

Estos dispositivos no necesitan mantenimiento ni revisión. No se requiere calibración periódica, el producto no se puede reparar.
Estos dispositivos se pueden reutilizar hasta que muestren señales evidentes de desgaste o hasta que deje de funcionar correctamente. Además, no requieren restricciones de vida útil.

**Características esenciales de rendimiento**

Característica	MacroView Otscope	LED Otscope
Campo de visión	7 mm (a 15 mm)	4.5 mm (a 15 mm)
Luz	5x	2.2x

**⚠️ Precaución: vea el dibujo 1.0**

**⚠️ PRECAUCIÓN** El exceso de solución que entra en el conjunto óptico podría dañar los componentes internos. Asegúrese de que el paño de limpieza no esté completamente empapado de solución.

**⚠️ PRECAUCIÓN** No esterilice el dispositivo ni lo sumerja en ninguna solución.

Se trata de instrumentos ópticos de precisión no esterilizables.

Parte de la limpieza del producto, no se requiere ningún mantenimiento preventivo.

**Productos químicos de limpieza aprobados para los cabezales del otoscopio:** alcohol isopropílico al 70% con agua desionada al 30% (por ejemplo, 70 toallitas con alcohol Cideho®), Metrexx™ CaviWipes®, PDI Super-Sani-Cloth™ y PDI-Sani-Cloth Plus®

- Quite la punta desechable del espéculo antes de limpiarlo.
- Utilice productos químicos de limpieza aprobados (consulte más arriba) para limpiar el cabezal del otoscopio y eliminar toda la suciedad visible e invisible. Frecuencia: Limpie los cabezales del otoscopio según sea necesario.
- Utilice productos químicos de limpieza aprobados (consulte más arriba) para limpiar el protector ocular del médico y eliminar toda la suciedad visible e invisible. Frecuencia: Limpie el protector ocular del médico según sea necesario.
- Limpie la lente del otoscopio con un bastoncillo de algodón o con papel para limpiar lentes sumergido en alcohol isopropílico al 70%. Frecuencia: Limpie la lente del otoscopio según sea necesario.
- Deje que la solución de limpieza se seque.

**Almacenamiento y eliminación**

Almacene el dispositivo de acuerdo con las directrices del centro para su conservario limpio, seco y listo para su uso. Deseché este producto y sus accesorios de acuerdo con las normativas locales. No lo elimine como residuo urbano para su reutilización o recolección selectiva de acuerdo con las normativas locales.
Los clientes deben respetar todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales y/o locales con respecto a la eliminación segura de los dispositivos y accesorios médicos. En caso de duda, el usuario del dispositivo debe, en primer lugar, ponerse en contacto con el servicio técnico de Hillrom para que lo orienten sobre los protocolos de eliminación segura.

Para obtener información más específica sobre la eliminación o el cumplimiento de la normativa, visite welchallyn.com o vea póngase en contacto con el servicio técnico de Welch Allyn en la página web https://hillrom.com/en-us/about-us/locations.

**Entero**
Almacenamiento y transporte: de -20° C a +55° C, del 10 % al 95 % de HR, de 106 kPa a 69,7 kPa
Funcionamiento: de 10° C a 35° C, del 15 % al 90 % de HR, de 106 kPa a 69,7 kPa

**Solución de problemas**

Si el dispositivo no se enciende mientras está conectado a un mango alimentado con pías tipo C, confirme que las pías están correctamente colocadas dentro del mango.

**Garantía limitada**

Welch Allyn garantiza que:
1) los otoscopios 250-2 y 238-2 estarán exentos de defectos de mano de obra o material durante un año desde la fecha de compra, el otoscopio 238-3 estará exento de defectos de mano de obra o material durante 5 años desde la fecha de compra, y 2) la fuente de iluminación de estos otoscopios estará exenta de defectos de mano de obra o material durante 5 años desde la fecha de compra. El arreglo de estos defectos correrá por cuenta de Welch Allyn mediante la reparación o sustitución del producto. Esta garantía no cubre los daños causados por accidentes, las reparaciones realizadas por un proveedor que no esté autorizado por Welch Allyn, o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento de Welch Allyn.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SE PROPORCIONA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y ES LA ÚNICA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS.

**Informes sobre dispositivos médicos**

Aviso a los usuarios y/o pacientes en la UE: Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra el usuario o el paciente.

**Tablas de CEM**

welchallyn.com/getstarted

**Servicio técnico de Welch Allyn**

https://hillrom.com/en-us/about-us/locations.

**PATIENTES** hillrom.com/patients

**CÓDIGO de LOTE**

Descodificador de código de lote AADD, donde A = Año y D = Día.

## Svenska

**Användningsområde**

Welch Allyn MacroView- och LED-otoskop är avsedda att användas av läkare och medicinsk kvalificerad personal för undersökning av yttörat, hörlängsgången och trumhinnan under belysning samt för förstoring på barn- och vuxenpatienter. Otoskopet är också avsett att bedöma trumhinnans flexibilitet genom lufttryck och för allmän belysning av mun- och näshålan.

De avsedda användningsmiljöerna för Welch Allyn MacroView- och LED-otoskop är professionella kliniska miljöer, såsom sjukhus, specialitetskliniker, akutvård, kliniker och utbildning i klinisk mjörg.

Kliniska föredrag – anges i Avsedd användning
Driftläge: KONTINUERLIGT

**Kontraindikationer**

Welch Allyn MacroView- och LED-otoskop är inte avsedda för ögonundersökningar.

Underhåll och service krävs inte för dessa enheter. Regelbunden kalibrering krävs inte och produkten kan inte repareras.

Dessa enheter kan återvändas tillis de visar synliga tecken på slitage eller tillis de upphör att fungera korrekt. De här enheterna kräver inga begränsningar av hållbarhetstiden.

**Väsentliga prestandaegenskaper**

Egenskaper	MacroView-otoskop	LED-otoskop
Tryckkraft	7 mm (vid 15 mm)	4.5 mm (vid 15 mm)
Förstoring	5x	2.2x

**Översikt över otoskopprodukter – se rifting 1.0**

- |  |   |
|--|---|
| ① Spekulumfäste  | ④ Inblåsningsslag                             |
| ② Spekulumspets (patientsämlings del), kommer i direkt kontakt med patienten | ⑤ Belysningsreglage (patientsämlings separat) |
| ③ Anslutning för smart enhet (endast 238-3)                                  | ⑦ Låskåre som tillval (för stödskydd)         |
| ⑥ Okulardämpare för läkare (endast 238-modeller)                             | ⑧ Blåsa för inblåsning                        |

**ⓘ** **OBSI** Det rektangulära visningsfönstret i 250-2-modellen kan tas bort. Se rifting 1.0

**Tillbehör**

- 52432-CLR-1 2.75mm LumView Clear Ear Specula
- 52434-CLR-1 4.25mm LumView Clear Ear Specula
- 52432-U 2.75mm Welch Allyn KleanSpec
- 52434-U 4.25mm Welch Allyn KleanSpec
- 52700-U 4.0mm KleanSpec Disposable Ear Specula med Instrumentation
- 21504 Insufflation Bulb
- 11840-IEX Examiner Smart Bracket Assembly (endast för 238-3)
- 777-LH 3.5V Hand Locking Hardware med End Screw

**Kompatibla handtag och energikällor**

- 719-3 USB-laddning
- 7770 Green Series Wall Diagnostic System och andra Welch Allyn-väggssystem
- 71900 3.5 V elhandtag, laddningsbart med litiumjonbatteri

**ⓘ** **OBSI** Använd endast dessa enheter på godkända Welch Allyn-handtag. På hillrom.com finns en aktuell lista med kompatibla strömkällor och enheter.

**ⓘ** **OBSI** Riting 2.0 visar borttagning av handtaget som påminnelse. Den här handboken gäller dock inte handtag. Mer information finns i bruksanvisningen till respektive handtag.

**ⓘ** **OBSI** Riting 3.0 visar krigen med skruv som låser huvudet vid handtaget. Om huvudet inte lossnar kan det vara fastlåst i handtaget med skruven.

**Övriga risker**

Den här produkten uppfyller relevanta standarder för elektromagnetisk interferens, mekanisk säkerhet, prestanda och biokompatibilitet. Produkten kan dock inte helt eliminera risken för patient- eller användarskador av följande typ och orsak:

- personskada eller skada på utrustning som är förknippade med elektromagnetiska risker
- skador på grund av mekaniska risker
- skada på grund av an enheten, funktioner eller parameter inte är tillgängliga
- skador till följd av felaktig användning, till exempel otillräcklig rengöring
- skador från exponering för biologiska utlösare som kan resultera i en allvarlig systemisk allergisk reaktion.

Symboler	
	Placering av batteri
	Förskiktighet – Förskiktningståtgärderna i den här handboken identifierar omständigheter eller handhavanden som kan leda till skada på utrustning eller annan egendom, eller till förlust av data.
	Varning – Varningsmeddelandena i den här handboken identifierar omständigheter eller handhavanden som kan leda till sjukdom, personskada eller dödsfall. Varningsmeddelanden visas med grö bakgrund i svartvita dokument.
	GTIN-artikelnnummer
	Separat sortering av elektriska och elektroniska utrustning. Kassera inte som osorterat avfall.
	Får återanvändas, engångsprodukt
	FuU Kinga
	Förvaras torr
	Atmosfärryckningsgräns
	Luftfuktighetsgräns
	Temperaturgräns
	Applikerad del av typ BF
	Medicinteknisk produkt
	Inte tillverkad i naturligt material
	Beställningsnummer
	Partikod
	Tillverkare

**⚠️ Allmänna varningar**

**⚠️ VARNING** Risk för brand och explosion. Använd inte instrumentet i närheten av brandfarliga anstesandiblandningsmedel med luft, syre eller lustgas, i synnerhet gaser som innehåller explosiva miljöer.
**⚠️ VARNING** Risk för patientskada. Använd endast Welch Allyn-godkända kompatibla tillbehör i enlighet med tillverkarens bruksanvisning och alltid endast de delar som anges som del av enhetens system. I annat fall kan patientens och användarens säkerhet påverkas negativt, produktens prestanda och noggrannhet kan försämras och produktens garanti kan bli ogiltig.
**⚠️ VARNING** Utrustningens/systemet är endast avsett att användas av sjukvårdspersonal.
**⚠️ VARNING** Utrustningens/systemet kan orsaka röströiningar eller kan orsaka avrott i drifven av utrustning i närheten. Det kan hända att du måste vidta vissa korrigerande åtgärder, som att rika om eller flytta ME-systemet eller avskärma platsen.

**⚠️ VARNING** Risk för patientskada. Lys inte med otoskopet i patientens ögon eller det kan orsaka ögonskada.
**⚠️ VARNING** Risk för patientskada. Använd inte otoskop utan att sätta på en spekulumpets eftersom det kan orsaka öronskador eller konskantommer.
**⚠️ VARNING** Risk för konskantommer. Återanvänd inte engångsspekulumpetsar eftersom detta kan sprida förorening från en patient till en annan patient.

**⚠️ Allmänna försiktighetsanvisningar**

**FÖRSIKTIGHET** Underlåta att följa anvisningarna kan skada instrumentet.
**FÖRSIKTIGHET** Risk för skada på instrumentet. Service får endast utföras av auktoriserade Welch Allyn-servicecenter.

**Användning**

**⚠️ VARNING** Kontrollera om spekulumpetsarna har icke avsedda grova ytor, slasa kanter eller utspikade delar som kan orsaka skada.

- Fäst engångsspekulumpetsen enligt riting 2.0.

**ⓘ** **OBSI** Otoskopspekulum är endast för engångsbruk om de inte är märkta för återanvändning.
2) Utför undersökningen med standardteknik.
3) Kassera spekulumpetsen för engångsbruk.

**ⓘ** **OBSI** Installation och användning av Welch Allyn-handtag och Examiner beskrivs i separata instruktioner.

**Inspektion, service, underhåll och återanvändning**

**⚠️ VARNING** Risk för patientskada. Det är inte tillåtet att modifiera denna utrustning eftersom patientens och användarens säkerhet kan påverkas negativt, produktens prestanda och noggrannhet kan försämras och produktens garanti kan bli ogiltig.

Inspektera om det finns synliga tecken på försämring av instrumentet. Kontakta Welch Allyn och upphör att använda instrumentet om du finner tecken på skada eller försämring.

Dessa enheter kan återvändas tillis de visar synliga tecken på slitage eller tillis de upphör att fungera korrekt. De här enheterna kräver inga begränsningar av hållbarhetstiden.

**Rengöring – se rifting 1.0**

**⚠️ FÖRSIKTIGHET** De inre komponenterna kan skadas om vätska kommer in i ljusarmaturen. Se till att trasan inte är genomblöt av rengöringslösningen.

**⚠️ FÖRSIKTIGHET** Sterilisera inte enheten och sänk inte ned den i vatska.

Dessa enheter är optiska precisionsinstrument som inte kan steriliseras. Inget annat förebryggande underhåll än rengöring krävs för den här produktten.

**Godkända rengöringskemikalier** för otoskopohuvud: 70 % isopropylalkohol med 30 % avjoniserat vatten (till exempel Cideho® 70-rengöringskud med alkohol), Metrexx™ CaviWipes™ PDI Super-Sani-Cloth™ och PDI-Sani-Cloth Plus™

- Ta bort spekulumpetsen för engångsbruk före rengöring.
- Använd godkända rengöringskemikalier (se ovan) för att torka av otoskopshuvudet och avslåsa all synlig och osynlig smuts. Frekvens: Rengör otoskopshuvudet vid behov.
- Använd godkända rengöringskemikalier (se ovan) för att torka av okulardämparen för läkare och avslåsa all synlig och osynlig smuts. Frekvens: Rengör okulardämparen för läkare vid behov.
- Rengör otoskopshuvudet med en bomullsplissa eller ett linspapper döppt i 70 % isopropylalkohol. Frekvens: Rengör otoskopshuvudet vid behov.
- Låt rengöringslösningen torka.

**Förvaring och kassering**

Förvara enheten enligt sjukhusets riktlinjer, så att den förblir ren, torr och klar för användning. Kassera denna produkt och dess tillbehör i enlighet med lokala lagar och föreskrifter. Kassera inte som osorterat avfall. Förbered för återanvändning eller separat sortering i enlighet med lokala föreskrifter. Kundenra bör följa alla federala, statliga, regionala och/eller lokala lagar och förordningar som gäller särskilt kassering av medicinsk utrustning och tillbehör. Vid veksamhet ska användaren av enheten i första hand kontakta Hillroms tekniska support för råd om säker kassering.

Om du vill ha mer specifik information om kassering eller överensstämmelse gå du till www.welchallyn.com/vee eller kontakta Welch Allyns tekniska support på https://hillrom.com/en-us/about-us/locations.

**Miljö**

Förvaring och transport: –20° C till +55° C, 10–95 % relativ luftfuktighet, 106 kPa till 69,7 kPa
Vid drift: 10° C till 35° C, 15–90 % relativ luftfuktighet, 106 kPa till 69,7 kPa

**Felsökning**

Om enheten inte tänds när den är ansluten till ett handtag som drivs med C-cellbatteri, kontrollera du att batterierna är isatta på rätt sätt i handtaget.

**Begränsad garanti**

Welch Allyn garanterar att:
1) otoskopen 250-2 och 238-2 är fria från felaktiga defekter i utformande eller material i fem år från inköpsdatum, och 2) att otoskopets belysningskälla är fri från defekter med avseende på utformande eller material i fem år från inköpsdatum. Welch Allyn åtgärdar och bekostar alla eventuella fel skadom att reparera eller ersätta produkten. Garantin täcker inte den som orsakats av olycka, reparationer som utförts av part som inte är godkänd av Welch Allyn eller underlåtenhet att följa Welch Allyn's underhållsinstruktioner.
**DENA HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN TILLÄMPLIGT ÄR ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA PRODUKTKVALITETSGARANTIER OCH ÄR DEN ENDA GARANTIN SOM GÄLLER FÖR PRODUKTERNA.**

**Rapportering för medicintekniska produkter**

Meddelande till användare och/eller patienter i EU: Alla utvalda incidenter som har inträffat i relation till enheten ska rapporteras till tillverkaren och berörd myndighet i medlemstaten där användaren och/eller patienten befinner sig.

**EMC-tag**

welchallyn.com/getstarted

**Welch Allyn tekniska support**

https://hillrom.com/en-us/about-us/locations.

**PARTIKOD**

Avkodare för partikod YYDD där Y = år och D = dag.

	Placering av batteri		Förskiktighet – Förskiktningståtgärderna i den här handboken identifierar omständigheter eller handhavanden som kan leda till skada på utrustning eller annan egendom, eller till förlust av data.
	Varning – Varningsmeddelandena i den här handboken identifierar omständigheter eller handhavanden som kan leda till sjukdom, personskada eller dödsfall. Varningsmeddelanden visas med grö bakgrund i svartvita dokument.		GTIN-artikelnnummer
	Separat sortering av elektriska och elektroniska utrustning. Kassera inte som osorterat avfall.		Får återanvändas, engångsprodukt
	FuU Kinga		Förvaras torr
	Atmosfärryckningsgräns		Luftfuktighetsgräns
	Temperaturgräns		Applikerad del av typ BF
	Medicinteknisk produkt		Inte tillverkad i naturligt material
	Beställningsnummer		Partikod
	Tillverkare		

**⚠️ Allmänna varningar**

**⚠️ VARNING** Risk för brand och explosion. Använd inte instrumentet i närheten av brandfarliga anstesandiblandningsmedel med luft, syre eller lustgas, i synnerhet gaser som innehåller explosiva miljöer.
**⚠️ VARNING** Risk för patientskada. Använd inte otoskop utan att sätta på en spekulumpets eftersom det kan orsaka öronskador eller konskantommer.
**⚠️ VARNING** Risk för konskantommer. Återanvänd inte engångsspekulumpetsar eftersom detta kan sprida förorening från en patient till en annan patient.

**ⓘ** **OBSI** Otoskopspekulum är endast för engångsbruk om de inte är märkta för återanvändning.

**ⓘ** **OBSI** Installation och användning av Welch Allyn-handtag och Examiner beskrivs i separata instruktioner.

**Inspektion, service, underhåll och återanvändning**

**⚠️ VARNING** Risk för patientskada. Det är inte tillåtet att modifiera denna utrustning eftersom patientens och användarens säkerhet kan påverkas negativt, produktens prestanda och noggrannhet kan försämras och produktens garanti kan bli ogiltig.

Inspektera om det finns synliga tecken på försämring av instrumentet. Kontakta Welch Allyn och upphör att använda instrumentet om du finner tecken på skada eller försämring.

Dessa enheter kan återvändas tillis de visar synliga tecken på slitage eller tillis de upphör att fungera korrekt. De här enheterna kräver inga begränsningar av hållbarhetstiden.

Symboler	
	Placering av batteri
	Förskiktighet – Förskiktningståtgärderna i den här handboken identifierar omständigheter eller handhavanden som kan leda till skada på utrustning eller annan egendom, eller till förlust av data.
	Varning – Varningsmeddelandena i den här handboken identifierar omständigheter eller handhavanden som kan leda till sjukdom, personskada eller dödsfall. Varningsmeddelanden visas med grö bakgrund i svartvita dokument.
	GTIN-artikelnnummer
	Separat sortering av elektriska och elektroniska utrustning. Kassera inte som osorterat avfall.
	Får återanvändas, engångsprodukt
	FuU Kinga
	Förvaras torr
	Atmosfärryckningsgräns
	Luftfuktighetsgräns
	Temperaturgräns
	Applikerad del av typ BF
	Medicinteknisk produkt
	Inte tillverkad i naturligt material
	Beställningsnummer
	Partikod
	Tillverkare

**⚠️ Allmänna varningar**

**⚠️ VARNING** Risk för brand och explosion. Använd inte instrumentet i närheten av brandfarliga anstesandiblandningsmedel med luft, syre eller lustgas, i synnerhet gaser som innehåller explosiva miljöer.
**⚠️ VARNING** Risk för patientskada. Använd inte otoskop utan att sätta på en spekulumpets eftersom det kan orsaka öronskador eller konskantommer.
**⚠️ VARNING** Risk för konskantommer. Återanvänd inte engångsspekulumpetsar eftersom detta kan sprida förorening från en patient till en annan patient.

	Högtrycksbegränsning		Lågtrycksbegränsning
	Temperaturbegränsning		Fuktighetsbegränsning
	Medicinteknisk produkt		Fritt från naturliga polymerer
	Referensinstruktioner		Förklarande användningsanvisning (IFU)
	Lotnummer		Partikod

**⚠️** **一般警告事項**

**警告** 火災及び爆発危険。請勿在有易燃的麻醉劑與空壓、