

Digital Blood Pressure Monitor

Model UA-852

Instruction Manual

Original

Manuel d'instructions

Traduction

Manual de Instrucciones

Traducción

Manuale di Istruzioni

Traduzione

Bedienungsanleitung

Übersetzung

使用手册 翻譯

#

ESPAÑOL

ENGLISH

FRANÇAIS

ITALIANO

DEUTSCH

×

Sommaires

Chers clients	. 2
Remarques préliminaires	. 2
Précautions	2
Nomenclature	4
Symboles	. 5
Mode opératoire	6
Utilisation de l'appareil	. 7
Mise en place / Remplacement des piles	
Branchement du tuyau d'air	
Branchement de l'adaptateur secteur	
Mise au point de la montre incorporée	
Mettre en place les trois rappels d'alarme	
Marque d'alarme MARCHE/ARRET sur l'affichage	
Choix du brassard	
Mise en place du brassard 1 Comment faire des mesures correctes 1	
Pendant la mesure	
Après la mesure1	
Les mesures	
Mesure normale	
Mesure avec la pression systolique désirée	
Consignes et observations pour une mesure correcte 1	
Rappel des données mémorisées	
Effacement des données mémorisées	
Qu'est-ce qu'une fréquence cardiaque irrégulière ?	
Indicateur du progrès de la pression1	
Indicateur de la classification suivant l'OMS 1	
Pression sanguine1	
Qu'est-ce que la pression sanguine?1	
Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler?. 1	
Comment mesurer la pression sanguine chez soi ?	
Classification de la pression sanguine suivant l'OMS	
Variations de la pression sanguine1	
Recherche des pannes 1	
Entretien1	7
Fiche technique 1	7

Chers clients

Félicitations pour l'achat de ce tensiomètre électronique A&D de dernière génération. Cet appareil est l'un des appareils les plus avancés techniquement parmi ceux disponibles à ce jour. Conçu pour faciliter son utilisation et augmenter sa précision il vous donnera au quotidien des mesures précises de la pression sanguine.

Lisez ce manuel entièrement et soigneusement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Remarques préliminaires


Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 CEE relative aux

<u> </u>	dispositifs médicaux et porte le marquage € €0123. (0123 fait référence à l'organisme notifié ayant certifié le produit) L'usage de cet appareil est réservé aux adultes. Lieu d'utilisation: L'appareil est destiné à une utilisation dans un environnement domestique de soins de santé.
	Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle et la fréquence cardiaque des personnes dans un objectif de diagnostic.
	Précautions
	Cet appareil est équipé de pièces de précision. C'est pourquoi il faut éviter de l'exposer à de fortes températures, une humidité extrême et au soleil. De même il faut éviter les chocs et le protéger de la poussière.
	Nettoyez l'appareil et le brassard avec un chiffon doux et sec, ou un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau et un détergent neutre. N'utilisez jamais d'alcool, du benzène, de diluant ou autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil ou le brassard.
	Ne pliez pas et ne tordez pas fortement le tuyau. Evitez de tordre le brassard ou de laisser le tuyau trop plié pendant de longues périodes ce qui pourrait avoir une influence néfaste sur la durée de vie des pièces.
	L'appareil et le brassard ne sont pas imperméables. Evitez de les mouiller avec de l'eau, de la transpiration ou la pluie.
	Les mesures peuvent être faussées si l'appareil est utilisé près d'un poste de télévision, un four à micro ondes, un téléphone cellulaire, des appareils à rayon X ou tout autre appareil dégageant de forts champs électriques.
	L'appareil usé, les pièces et les piles ne doivent pas être jetées comme les déchets ménagers ordinaires, elles doivent être traitées conformément à la

législation en vigueur.

Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, assurez-vous qu'il peut être facilement retiré de la prise électrique si nécessaire.
Ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait l'endommager ou provoquer des accidents.
Pour mesurer la tension artérielle, le bras doit être suffisamment pressé par le brassard afin de bloquer temporairement la circulation sanguine dans l'artère. Cela peut provoquer une douleur, un engourdissement ou une marque rouge temporaire sur le bras. Cet état survient particulièrement si la mesure est répétée de manière successive. Les douleurs, les engourdissements ou les marques rouges disparaissent avec le temps.
ntre-indications
s trouverez ci-après des précautions destinées à l'utilisation appropriée de
 pareil.
N'appliquez pas le brassard sur un bras sur lequel un autre équipement médical électrique est fixé. L'équipement pourrait ne pas fonctionner correctement.
Les personnes victimes d'une insuffisance circulatoire grave au niveau du bras doivent consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout problème médical.
N'effectuez pas vous-même de diagnostic des résultats de la mesure et ne commencez pas de traitement vous-même. Consultez toujours votre médecin pour une évaluation des résultats et du traitement.
N'appliquez pas le brassard sur un bras portant une blessure non guérie. N'appliquez pas le brassard sur un bras recevant un goutte-à-goutte intraveineux ou une transfusion sanguine. Cela pourrait provoquer des blessures ou des accidents.
N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables tels que des gaz anesthésiants. Cela pourrait provoquer une explosion.
N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte concentration d'oxygène, tels qu'une chambre à oxygène sous haute pression ou une tente à oxygène. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Nomenclature



Français 4

Symboles

Symboles	Fonction / Signification	Traitement
Ф	Pour allumer ou éteindre l'appareil	
Repères pour installer les piles		
Courant continu		
SN	Numéro de série	
2007[Date de fabrication	
*	Type BF: L'appareil, le brassard et les tubes isolants ont été conçus de manière à fournir une protection particulière contre les électrochocs.	
•	Cet indicateur apparaît lorsque la mesure est en cours. Il clignote quand les pulsations cardiaques sont détectées.	L'appareil est en train de mesurer; restez calme.
((<u>\</u>))	Cet indicateur apparaît lorsque des pulsations cardiaques irrégulières (arythmies) ou que d'autres mouvements de corps excessifs sont détectés pendant la mesure.	
M	Les mesures précédentes conservées dans la MEMOIRE.	
Full Battery	L'indicateur de la tension des piles pendant la mesure.	
Low Battery	La tension des piles est faible quand il clignote.	Remplacer toutes les piles par des neuves quand cet indicateur clignote.
	Apparaît en cas de fluctuation de la pression due à un mouvement pendant la mesure.	Recommencez la mesure. Restez parfaitement tranquille pendant la mesure.
Err	Apparaît si la difference entre la pression systolique(tension maxima) et la pression diastolique(tension minima) est inférieure à 10 mmHg. Apparaît lorsque la pression n'augmente pas pendant le gonfage du brassard.	Attachez le brassard correctement, et
Eur	Apparaît lorsque le brassard n'est pas attaché correctement.	recommencez la mesure.
Ecc Pul. Display error	La pression n'est pas détectée correctement.	
SYS	Pression systolique en mmHg.	
DIA	Pression diastolique en mmHg.	
PUL./min	Pouls: nombre de pulsations cardiaques par minute.	
Ð	Marque du bouton de montre	
•	Marque du bouton ▶	
(((●)))	Marque d'alarme MARCHE/ARRET	Si vous souhaitez arrêter la sonnerie, appuyez sur n'importe quel bouton.
C € ₀₁₂₃	Label des appareils médicaux conformes à la directive européenne.	
	Marquage WEEE	

Symboles	Fonction / Signification	Traitement
EC REP	Représentant UE	
Fabricant		
Appareil de classe II		
③	Consultez le manuel/la brochure d'instructions	
⊝-©- ⊕	Polarité du connecteur de courant continu	

Mode opératoire

1. Mesure normale avec les données conservées (Voir la page 11)

Appuyez sur le bouton START. La pression sanguine est mesurée et les données sont conservées dans l'appareil. Cet appareil peut conserver les quatre vingt dix dernières données automatiquement dans la MEMOIRE.

2. Rappel des données en mémoire (Voir la page 13)

Appuyez sur le bouton de mémoire pour rappeler les données.

La moyenne de toutes les données s'affiche en premier.

Chaque pression sur le bouton de mémoire entraîne l'affichage des données mémorisées en commençant par les plus récentes.

Pour plus de détails sur le rappel des données, reportez-vous à la section « Rappel des données mémorisées » à la page 13.

Cet appareil peut conserver les quatre-vingt-dix dernières données automatiquement en mémoire.





Moyenne de la pression systolique Pression diastolique N° des données



Pression systolique Pression diastolique Pulsations

3. Effacement des données (Voir la page 13)

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mémoire jusqu'à ce que la marque "M" (mémoire) clignote pour faire disparaître les données mémorisées.


4. Mesure avec la pression systolique désirée

Voir la page 12 pour la mesure avec la pression systolique désirée.

Mise en place / Remplacement des piles

- 1. Faites glisser le couvercle du logement des piles pour l'ouvrir.
- 2. Enlevez des piles usées et insérez des piles neuves dans le logement en respectant bien les polarités (+) et (-) indiquées.
- 3. Faites glisser le couvercle du logement des piles pour le fermer.

Utilisez uniquement des piles R6P, LR6 ou AA.



ATTENTION

_	vollez a moorer lee plice dane le ben cente, emen rapparen ne lenenen pae.
	Lorsque la marque (pile faible) apparaît sur l'écran, changez toutes les piles par
	des neuves. Ne mélangez pas les piles neuves et anciennes car cela pourrait
	raccourcir leur durée de vie ou détériorer l'appareil.


☐ La marque ☐ (pile faible) n'apparaît pas lorsque les piles sont épuisées.

☐ Veillez à insérer les piles dans le bon sens sinon l'appareil ne fonctionnera pas

- ☐ La durée de vie des piles varie avec la température ambiante et peut être raccourcie par des températures basses.
- Utilisez uniquement les piles spécifiées. Les piles fournies avec l'appareil sont pour tester les performances de l'écran d'affichage et peuvent donc avoir une durée de vie plus courte.
- Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment. Les piles pourraient fuir ce qui entraînerait un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- ☐ Les données conservées s'effacent quand les piles sont enlevées.

Branchement du tuyau d'air


Insérez fermement le connecteur de prise d'air dans la douille d'air.



Branchement de l'adaptateur secteur

Introduire la fiche de l'adaptateur secteur dans le connecteur de courant continu. Brancher ensuite l'adaptateur sur une prise de courant.

L'adaptateur secteur, modèle TB-233, est en vente séparément.



Fiche de l'adaptateur secteur

Mise au point de la montre incorporée

L'affichage est équipé d'une montre au format 24 heures intégrée. On recommande de mettre au point la montre avant d'utiliser l'appareil.

- 1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de montre jusque les nombres commencent à clignoter.
- 2. Choisissez l'année en utilisant le bouton ▶ .

 Appuyez sur le bouton de montre pour mettre en place l'année courant et passez pour choisir le mois. Vous pouvez définir n'importe quelle date entre 2006 et 2056.
- Choisissez le mois en utilisant le bouton ►.
 Appuyez sur le bouton de montre pour mettre en place le mois courant et passez pour choisir le jour.
- Choisissez le jour en utilisant le bouton ►.
 Appuyez sur le bouton de montre pour mettre en place le jour courant et passez pour choisir l'heure/minute.
- 5. Choisissez l'heure en utilisant le bouton ▶.

 Appuyez sur le bouton de montre pour mettre en place l'heure courante et passez pour choisir la minute.
- Choisissez la minute en utilisant le bouton ►.
 Appuyez sur le bouton de montre pour mettre en place la minute courante et activer la montre.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton

Année

Mois

Jour

Heure


Minute

Montre

Mettre en place les trois rappels d'alarme

Cet affichage est équipé des trois rappels d'alarmes. Vous pouvez mettre en place les 3 rappels d'alarme différents dans une période de 24 heures.

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de montre jusque les numéros commencent à clignoter.
 Ensuite, appuyez sur le bouton de mémoire. "P-1" apparaît au milieu de l'affichage.
- 2. Choisissez l'heure en utilisant le bouton ▶ et appuyez sur le bouton de montre pour mettre en place l'heure et passez pour choisir la minute. Appuyez sur le bouton de mémoire pour terminer la mise en place du rappel après avoir choisi la minute.
- 3. A ce moment-là, l'affichage indique "P-2" et la marque (((●))) pour le deuxième rappel. Recommencez cette procédure si vous désirez le deuxième rappel.
- 4. Le troisième rappel peut être mis en place par la même procédure.



Marque d'alarme MARCHE/ARRET sur l'affichage

Quand l'alarme est en marche, " (((•))) " apparaît sur l'écran LCD. Pour arrêter l'alarme, appuyez simplement sur le bouton de montre une fois.

L'alarme émet un son pendant 1 minute. Pour arrêter la sonnerie, appuyez une fois sur n'importe quel bouton.

Choix du brassard

L'utilisation d'un brassard adapté à la morphologie du patient est importante pour un résultat précis. Si la taille du brassard n'est pas appropriée il peut en résulter l'affichage de valeurs erronées.

☐ La taille du brassard (circonférence du biceps) est imprimée sur chaque brassard.

☐ L'index ▲ et la plage d'accord appropriée sur le brassard vous indiquent si vous mettez le brassard correctement. (Voir « Symboles imprimés sur le brassard ».)

☐ Si l'index ▲ se trouve en dehors de la plage, prière de prendre contact avec votre revendeur local afin d'acheter le brassard pour le remplacement.


Le brassard est un produit consommable. S'il est usé, achetez-en un neuf.

Taille du bras	Taille du brassard recommandée	Numéro du catalogue
32 cm à 45 cm Brassard adulte de grande taille		CUF-D-LA
22cm à 32cm Brassard adulte		CUF-D-A
18cm à 22cm Brassard pour adulte de petite taille		CUF-D-SA

Taille du bras : La circonférence du biceps.


Symboles imprimés sur le brassard

Symboles	Fonction/Description	Action recommandée
•	Marque de position de l'artère	Réglez la marque ● sur l'artère du bras supérieur ou alignez-la sur l'annulaire sur l'intérieur du bras.
A	Index	
REF	Numéro du catalogue	
Α	Plage d'ajustement appropriée pour le brassard adulte. Imprimé sur le brassard adulte.	
	Plage d'utilisation du brassard adulte de grande taille. Plage supérieure imprimée sur le brassard adulte.	Utilisez le brassard adulte de grande taille au lieu du brassard adulte.
	Plage d'ajustement appropriée pour le brassard adulte de grande taille. Imprimé sur le brassard adulte de grande taille.	
S	Plage inférieure imprimée sur le brassard adulte.	
S	Plage d'ajustement appropriée pour le brassard pour adulte de petite. Imprimé sur le brassard pour adulte de petite.	
$\langle A \rangle$	Plage d'utilisation du brassard adulte Imprimé sur le brassard adulte de grande taille.	Utilisez le brassard adulte au lieu du brassard adulte de grande taille.
LOT	Numéro de lot	



Mise en place du brassard

- Enroulez le brassard autour du bras, à 1 ou 2 cm au-dessus de l'intérieur du coude, comme indiqué sur l'illustration ci-contre. Placez le brassard directement sur la peau, car un vêtement pourrait assourdir la pulsation et provoquer une erreur de mesure.
- Evitez également de remonter étroitement la manche, car elle comprimerait le bras ce qui pourrait aussi provoquer une erreur de mesure.
- 3. Confirmez que l'index se trouve à l'intérieur de la plage d'accord appropriée.



Comment faire des mesures correctes

Pour une meilleure précision des mesures de la pression sanguine :

- ☐ Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Posez le bras sur la table. Ne croisez pas les jambes. Gardez les pieds au sol et tenez le dos bien droit.
- ☐ Détendez-vous avant la mesure.
- Lever le bras de sorte que le centre du brassard soit à la même hauteur que le cœur.
- ☐ Bouger le moins possible et rester calme pendant les mesures.
- □ Ne pas faire de mesure juste après un effort physique ou un bain. Reposez avant de prendre la mesure.
- ☐ S'efforcer de mesurer la tension à la même heure tous les jours.

Pendant la mesure

Pendant la mesure, il est normal que l'on sente que le brassard est très serré. (Ne pas s'inquiéter.)

Après la mesure

Après la mesure, appuyez sur le bouton START pour éteindre l'appareil. Enlevez le brassard et notez votre tension et votre pouls.

Note: Cet appareil est doté de la fonction de mise hors tension automatique, qui éteint un appareil automatiquement dans un délai de deux minutes après la mesure. Attendez au moins trois minutes avant de remesurer votre tension (ou celle d'une autre personne) à des fins de confirmation.

Les mesures

Le Modèle UA-852 est étudié pour détecter le pouls et pour gonfler le brassard jusqu'au niveau de la pression systolique automatiquement.

Si vous pensez que votre pression systolique dépassera 230 mmHg ou si vous utilisez le petit brassard optionnel, lisez le paragraphe « La mesure avec la pression systolique désirée » à la page prochaine.

Mesure normale

- 1. Asseyez-vous confortablement en mettant le brassard au bras (gauche de préférence).
- 2. Appuyez sur le bouton START (mise en marche). 0 (zéro) s'affiche en clignotant un instant. Puis, l'affichage change comme indiqué dans la figure de droite, lorsque la mesure commence. Le brassard commence à gonfler. Il est normal que l'on sente que le brassard serre fortement le bras. Un indicateur du progrès de la pression est affiché, comme indiqué dans la figure de droite, pendant le gonflage.


Note: Si vous désirez arrêter le gonflage quelque que soit le moment, appuyez de nouveau sur le bouton START. (mise en marche).

 Lorsque le brassard est entièrement gonflé, il commence à dégonfler automatiquement et la marque en forme de cœur () apparaît pour indiquer que la mesure est en cours.
 Une fois le pouls détecté, la marque clignote à chaque pulsation.

Note: Si la pression correcte n'est pas obtenue, l'appareil recommence le gonflage du brassard automatiquement.

- 4. Lorsque les mesures sont finies, les lectures des pressions systoliques et diastoliques ainsi que le nombre de pulsations sont affichées. Le brassard finit de se dégonfler en chassant l'air restant.
- 5. Appuyez de nouveau sur le bouton START. (mise en marche) pour éteindre l'appareil.

Note: Cet appareil est doté de la fonction de mise hors tension automatique, qui éteint un appareil automatiquement dans un délai d'une minute après la mesure. La montre reste affichée sur l'écran LCD.




Attendez au moins une dizaine de minutes avant de remesurer votre tension (ou celle d'une autre personne) à des fins de confirmation.

Les mesures

Mesure avec la pression systolique désirée

Si vous pensez que votre pression systolique dépassera 230 mmHg, ou si vous utilisez le petit brassard optionnel, suivez la procédure ci-après.

- 1. Mettez le brassard au bras (gauche de préférence).
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
 START]. jusqu'à ce qu'un nombre d'environ
 30 à 40 plus grand que votre pression systolique prévue apparaisse.
- 3. Dégager le bouton START, quand le nombre désiré est indiqué, la mesure doit commencer. Ensuite continuez à mesurer votre tension artérielle comme décrit à la page précédente.




Consignes et observations pour une mesure correcte

- Asseyez-vous confortablement. Placez le bras (gauche de préférence) sur une table ou un autre support de manière à ce que le centre du brassard soit à la même hauteur que le cœur.
- Détendez-vous pendant cinq à dix minutes avant de commencer la mesure. Si vous êtes énervé ou au contraire déprimé, cela se reflètera sur votre tension de même que sur votre pouls.
- ☐ La tension de tout individu varie constamment selon ce qu'il fait et ce qu'il mange. D'autre part, certaines boissons ont un effet très fort et très rapide sur la tension artérielle.
- Cet appareil se réfère aux pulsations cardiaques pour mesurer la tension et le pouls. Par conséquent, si vos pulsations sont faibles ou irrégulières, l'appareil pourrait avoir des difficultés à mesurer votre tension artérielle.
- Au cas où l'appareil détecte une condition anormale, il s'arrête de mesurer et affiche un symbole d'erreur. Voir la page 5 pour la description des symboles.
- ☐ Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle des adultes uniquement. Avant de l'utiliser pour mesurer la tension d'un enfant, veuillez en discuter avec votre médecin. Ne laissez jamais un enfant prendre lui-même sa tension sans surveillance.

Rappel des données mémorisées

Note: Cet appareil garde automatiquement en mémoire les quatre vingt dix dernières mesures. Les données sont conservées tant qu'il y a des piles dans l'appareil. Si vous les retirez ou si elles sont épuisées, les données s'effaceront.

- Appuyez sur le bouton de mémoire.
 Une moyenne des données mémorisées s'affiche.
- Appuyez sur le bouton de mémoire.
 Les données les plus récentes sont affichées.
- 3. Ensuite, chaque pression sur le bouton de mémoire entraîne l'affichage des données précédentes.
- 4. Une fois les dernières données affichées, l'horloge s'affiche à nouveau.



Effacement des données mémorisées

5. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mémoire jusqu'à ce que la marque "**M**" (mémoire) clignote pour faire disparaître les données mémorisées.

Note: Si vous pressez le bouton START pendant que les données mémorisées sont affichées, le UA-852 commence le mesurage.


Qu'est-ce qu'une fréquence cardiaque irrégulière ?

Le moniteur de la pression sanguine "Modèle UA-852" permet la mesure d'une pression sanguine et du pouls, même quand une pulsation cardiaque irrégulière se produit. Une pulsation cardiaque irrégulière est définie comme une pulsation du cœur qui dévie de 25 % de la moyenne de toutes les pulsations du cœur pendant la mesure de la pression sanguine. Il est important que vous vous détendiez, restiez calme et ne parliez pas pendant les mesures.

Note: On vous recommande de contacter votre médecin, si vous voyez fréquemment l'indicateur ((C)).


Indicateur du progrès de la pression

L'indicateur suit le progrès de la pression pendant la mesure.




Indicateur de la classification suivant l'OMS

Chaque six segments d'indicateur du progrès de la pression correspondent à la classification de la pression sanguine suivant l'OMS, décrit à la page suivante.



 L'indicateur affiche un segment, basé sur les dernières données, correspondant à la classification suivant l'OMS.



Pression sanguine

Qu'est-ce que la pression sanguine ?

La pression sanguine est la force avec laquelle le sang vient frapper contre les parois des artères. La pression systolique se produit lorsque le cœur se contracte. La pression diastolique se produit lorsque le cœur se détend.

La pression sanguine est mesurée en millimètre de mercure (mmHg). La pression sanguine naturelle d'un individu est représentée par la pression fondamentale qui est mesurée avant toute activité, le matin au lever du lit, et avant de manger ou de boire.

Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler ?

L'hypertension est une tension artérielle (ou plus exactement une «pression sanguine») anormalement élevée. Non surveillée, l'hypertension peut provoquer de nombreux problèmes de santé, notamment une attaque d'apoplexie ou une crise cardiaque.

L'hypertension peut être contrôlée en changeant son style de vie, en évitant tout stress et avec des médicaments sous surveillance médicale.

Pour empêcher l'hypertension ou la garder sous contrôle :

 an empeement myperiement en la gande.	
Ne pas fumer.	Faire régulièrement des exercices
Réduire sa consommation de sel et	physiques.
de graisse.	Effectuer régulièrement des
Maintenir un poids adéquat.	visites médicales.

Comment mesurer la pression sanguine chez soi ?

Lorsque la tension est mesurée à l'hôpital ou dans le cabinet du médecin, on ne parvient pas toujours à se décontracter, ce qui peut avoir pour effet de faire monter la tension de 25 à 30 mmHg plus élevée que la tension mesurée chez soi. Le fait de mesurer sa tension tranquillement chez soi réduit les influences extérieures sur la valeur de la tension, complète les mesures effectuées par le médecin et permet d'établir un relevé plus précis et plus complet de sa tension artérielle.

Classification de la pression sanguine suivant l'OMS

Les critères d'évaluation pour une haute pression sanguine, sans regarder l'âge, ont été établis par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme indiqué dans le graphe.

Variations de la pression sanguine

La tension artérielle (ou pression sanguine) d'un individu varie fortement selon le moment de la journée et selon la saison. Ainsi, elle peut varier de 30 à 50 mmHg dans une même journée selon un ensemble de conditions. Chez les personnes hypertendues, ces variations sont souvent encore plus prononcées.

mmHg Degré 3 Hypertension (sévère) 110 sanguine diastolique 105 Degré 2 Hypertension (modérée) 100 Degré 1 Hypertension (faible) Haute - Normale Normale Pression Optimale

120 130 140 150 160

Pression sanguine systolique


170 180 mmHg

Origine: Journal de l'hypertension 1999 Vol. 17 N° 2

Normalement, la pression augmente pendant le travail ou le jeu et tombe à son plus bas niveau pendant le sommeil. Par conséquent ne pas trop s'inquiéter des résultats d'une seule mesure.

Mesurez votre tension tous les jours à la même heure (en suivant la procédure décrite dans ce manuel) pour connaître votre pression sanguine normale. Ces mesures quotidiennes vous permettront d'établir un relevé plus complet de votre tension.

Veillez à bien noter la date et l'heure lorsque vous enregistrez votre pression. Consultez votre médecin pour interpréter les données recueillies.



Recherche des pannes

Problème	Cause probable	Traitement recommandé
Rien n'apparaît sur	Les piles sont épuisées.	Remplacer les piles usées par des neuves.
l'affichage, même lorsque l'on met l'appareil en marche.	Les bornes des piles ne sont pas dans le bon sens.	Mettre les piles dans le bon sens en faisant correspondre la borne positive et négative comme indiqué sur le brassard.
Le brassard ne se gonfle pas.	La tension des piles est trop faible. la marque des piles faibles apparaît. [Si les piles sont épuisées, cette marque n'apparaît pas.]	Remplacer les piles usées par des neuves.
L'appareil ne fait pas les mesures. Les lectures sont trop hautes ou trop	Le brassard est mal serré. Vous avez bougé votre bras ou autre pendant la mesure. Le brassard est mal placé.	Serrer correctement le brassard. Ne pas bouger et rester calme pendant la mesure. S'asseoir confortablement et ne pas bouger. Lever son bras de manière que le brassard soit au même niveau que le cœur.
basses.		Si votre pouls est faible ou irrégulier, l'appareil aura des difficultés à déterminer votre pression sanguine.
Autres	La valeur est différente de celle mesurée dans une clinique ou chez le médecin.	Voir le paragraphe 3. "Comment mesurer la pression sanguine chez soi ?". Retirer les piles. Le remettre correctement en place et essayer à nouveau de mesurer.

Note: Si les remèdes décrits ci-dessus ne suffisent pas pour résoudre les problèmes, contactez votre revendeur. N'essayez pas d'ouvrir ou réparer vous-même cet appareil, car n'importe quel essai de ce genre pourrait invalider votre garantie.

Entretien

Ne pas ouvrir l'appareil car il comporte des composants électriques sensibles et une unité d'air complexe qui pourraient être endommagés. Si vous n'arrivez pas à situer un problème avec le tableau de recherche de problèmes, demandez au service après vente de votre revendeur ou du groupe de service A & D. Le groupe de service A & D vous fournira des informations techniques sur les fournisseurs agréés, les pièces et les unités de rechange.

Cet appareil a été dessiné et fabriqué pour une longue période de service. Mais il est généralement recommandé de le faire vérifier tous les 2 ans pour assurer le fonctionnement correct et la précision. Veuillez contacter votre revendeur autorisé ou le groupe de service A&D pour l'entretien.

Fiche technique

Type UA-852

Méthode de mesure Mesure oscillométrique

Plage de mesure Pression : de 20 à 280 mmHg

Pouls: de 40 à 180 pulsations / minute

Précision de mesure Pression : ±3 mmHg

Pouls: ±5%

Consommation électrique 4 x 1,5 piles (R6P, LR6 ou AA) ou

Adaptateur secteur (TB-233) (Non fournis)

Nombre de mesures Environ 450 mesures, lorsque des piles alcalines

AA sont utilisées, avec une valeur de tension de 180 mmHg à une température ambiante de 23 °C Équipement à alimentation interne ME (fournie par

Classification Équipement a alimentation interne ME (fournie par

les piles)

Classe II (fournie par l'adaptateur) Mode de fonctionnement en continu

Test clinique Conformément à ANSI / AAMI SP-10 1992

EMC IEC 60601-1-2: 2007 Mémoire de données Dernières 90 mesures

Condition de fonctionnement de +10°C à + 40°C (hum. rel. de 15 à 85%)

800-1060hPa

Condition de stockage / Transport de -10 °C à + 60°C (hum. rel. de 15 à 85%)

Dimensions environ 150 [I] x 156 [h] x 120 [p] mm

Poids environ 500 g sans les piles

Partie appliquée Brassard Type BF

Durée de vie utile Appareil: 5 ans (six utilisations par jour)

Brassard: 2 ans (six utilisations par jour)

Accessoire: L'adaptateur est utilisé pour connecter la source de

Adaptateur secteur puissance chez soi.

TB-233 Veuillez prendre contact avec votre revendeur A&D local

pour l'achat de cet accessoire

L'adaptateur secteur doit être inspecté ou remplacé

périodiquement.

TB-233C Entrée : 100-240 V

TB-233BF Entrée : 240V

Accessoires vendus séparément

Brassard

Numéro du catalogue	Taille du brassard	Taille du bras
CUF-D-LA	Brassard adulte de grande taille	32 cm à 45 cm
CUF-D-A	Brassard adulte	22cm à 32cm
CUF-D-SA	Brassard pour adulte de petite	18cm à 22cm

Adaptateur secteur

Numéro du catalogue	Fiche
TB-233C	Type C
TB-233BF	Type BF

Note: Ces caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Information sur le tableau de compatibilité électromagnétique est disponibles sur notre site. Web: http://www.aandd.jp/products/manual/medical/emc_acadapter_fr.pdf



▲ A&D Company, Limited

1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

EC REP A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY United Kingdom Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A. Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409