

## Appareil de manicure et pédicure avec lampe Medistyle S

40 15588 85120 9

Réf. Holtex HMMANU06



Avec une lampe



(Sous réserve d'améliorations techniques)

## "Les soins doux pour les ongles!"

### Caractéristique

- L'appareil est de haute qualité et très durable
- Réglage continu de la vitesse jusqu'à 8.000 tr/min
- Lampe à lumière moyennant LED, pour l'utilisation confortable et précise
- Boutons de rotation droite et gauche pour faciliter le travail des ongles
- Y compris 4 accessoires de haute qualité
- Utilisation facile avec arrêt automatique en cas de pression trop élevée, idéal pour les diabétiques

### Contenu

- 1 Appareil de Medistyle S
- 1 Sac de rangement
- 1 Cordon d'alimentation secteur
- 4 Accessoires
- 1 Mode d'emploi

### Spécifications techniques

- Vitesse de rotation: 1.600 – 8.000 tr/min.
- Alimentation secteur: 230 V / 50 Hz
- Dimensions de l'appareil: env. 220 mm x 160 mm x 64 mm
- Poids (net): env. 570 g
- Certification conforme: MPG-CE 0297

### Données logistique

- Numéro d'article: 85120
- Numéro d' EAN: 40 15588 85120 9
- Unité d'emballage: 4
- Dimensions de l'emballage: -
- Poids (brut): -