



# Toise pliante

5003

- ▶ Toise pratique pour une utilisation mobile
- ▶ Pliable
- ▶ Niveau d'inclinaison intégré
- ▶ Pour une mesure de soi-même ou d'autres personnes
- ▶ Étendue des mesure: 50 - 240 mm



## Caractéristiques

La tige de mesure de longueur de Soehnle Professional, qui convient particulièrement aux pédiatres et aux hôpitaux, impressionne non seulement par son design simple et élégant, mais aussi par son niveau à bulle électronique automatique intégré. Cela permet une mesure libre dans la pièce et garantit à tout moment la plus grande précision et la plus grande rapidité de mesure. Un autre avantage de la tige de mesure de la longueur est sa fonction unique de pliage, qui lui permet de ne prendre pratiquement pas de place et de se ranger facilement. Grâce à un acquittement acoustique et à la fixation automatique des valeurs après la fin de la mesure, il n'est pas nécessaire d'effectuer un contrôle fastidieux du processus.

- ▶ Technique de mesure à ultrasons avec compensation de température
- ▶ Capteur d'inclinaison pour la correction des mesures d'instruments posés sur plan incliné et communication d'erreurs
- ▶ Fonction Hold
- ▶ Encombrement réduit grâce à sa conception pliable
- ▶ Boîtier plastique
- ▶ Affichage LCD avec une hauteur de chiffres de 9 mm
- ▶ Signal sonore une fois la mesure effectuée et affichage de la valeur
- ▶ Fonctionne avec 2 piles 1.5 V Mignon LR6 AA (comprises dans la livraison)

## Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Précision mm	Plages de mesure cm	Dimensions (mm)
5003.01.001 Toise pliante	No	10	50 - 240	345x92x28mm