

REF OMR349
HEM-7143T1-EBK

M2 Intelli IT

Tensiomètre automatique au bras connecté pour un usage à domicile



connect **omron** Connecté via l'application OMRON connect : suivi et partage des mesures avec son médecin

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale⁽¹⁾
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Détection des mouvements du corps
- ✓ Indicateur d'hypertension
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur
- ✓ Indicateur d'installation correcte
- ✓ Compatible avec les brassards pour les petits bras (17-22 cm) et les brassards Easy Cuff (22-42 cm)
- ✓ Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Mémoire : 30 mesures
- ✓ Housse de transport fournie

Type de brassard	Souple
Taille brassard	22-32 cm
Bluetooth	Oui
Date/Heure	Non
Alimentation	4 piles AA 1,5 V (900 mesures) ou adaptateur secteur
Livré avec	Moniteur, brassard, piles, 2 manuels d'utilisation
Matériaux	High Impact Polystyrene; PET, coton/polyester ou nylon, PVC
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +40°C Taux d'humidité : 15 à 90%
Garantie	Moniteur 3 ans Accessoires 1 an

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids				Conditions de stockage /transport	
		Produit		Packaging		Température	Taux d'humidité
		Moniteur seul	Brassard	Pack unitaire	Master carton (10 ex.)		
HEM-7143T1-EBK	40 15672 11304 6	103 x 82 x 140 mm 250 g (sans piles)	146 mm x 466 mm (tube à air : 610 mm) 110 g	125 x 165 x 118 mm 640 g	623 x 208 x 276 mm 7,25 kg	- 20°C à +60°C	10 à 90%

Accessoires compatibles

Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation	Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation
OMR025	HEM-CS24	Brassard 17-22 cm	OMR199	HEM-RML31	Brassard souple 22-42 cm
OMR026	HEM-CR24	Brassard CM2 22-32 cm	OMR121	HHP-CM01	Adaptateur secteur

(1) Takahashi et al Validation of Home Blood Pressure-monitoring Devices Omron EVOLV (HEM-7600T-E), HEM-9210T, and M3 Comfort (HEM-7134-E) According to European Society of Hypertension International Protocol (ESH-IP). Revision 2010. J. Clin. Physiol., Vol. 49, No. 1, 2019.
Le tensiomètre M2 Intelli IT d'OMRON est un dispositif de contrôle de la tension artérielle destiné au grand public et aux professionnels de santé. Dispositif médical réglementé de classe IIa portant le marquage CE0197. Fabriqué par OMRON Healthcare Co., Ltd. Consulter la notice pour plus d'informations.