



## Pèse-personnes Step-On KERN MPD • MPD-E

Pèse-personnes Step-On professionnel avec approbation  
d'homologation et médicale



KERN MPD 250K100M

**Votre KERN revendeur spécialisé**

---



## Caractéristiques

- Classe d'homologation III (Homologation en option)
- Approbation médicale selon 93/42/CEE
- Le best-seller dans les cabinets médicaux, les pharmacies et les hôpitaux : grand gain de temps dans l'utilisation, il suffit de le toucher, de monter dessus et de lire le résultat.
- Modèle robuste pour une utilisation quotidienne en milieu professionnel
- Construction à l'ergonomie optimale
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance en série
- Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale
- Pèse-personne médicale MPD 200K-1EM : Identique à MPD 250K1M toutefois sans adaptateur secteur et rétroéclairage, seulement fonctionnement sur pile, affichage plus rapide grâce à la résolution réduite. Prix particulièrement attractif !
- KERN MPD : Fonctionnement possible sur pile et sur secteur, fonctionnement avec batterie en option
- Housse d'utilisation transparente en série

## Caractéristiques techniques

- Dimensions plateau L×P×H 365×360×80 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 200×130×60 mm
- Poids net env. 10 kg

### MPD-EM


- Grand écran LCD, sans rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Fonctionnement sur pile, 6×1,5 V AA, autonomie jusqu'à 20 h

### MPD-M

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Fonctionnement sur pile possible, 6×1,5 V AA, non incluses, autonomie jusqu'à 20 h
- Bloc d'alimentation externe, inclus

## Accessoires

- Housse d'utilisation transparente sur l'afficheur, lot de 5, KERN MBC-A06S05
- Lingettes de nettoyage, lingettes sans alcool pour nettoyage désinfectant, efficacité rapide, à base de composés d'ammonium quaternaire modernes, également contre les papovavirus. Particulièrement douces pour les matériaux, donc bien adaptées à la désinfection de produits médicaux sensibles à l'alcool. Conformes aux exigences légales des directives TRGS 525/540 concernant la sécurité au travail. Comprend 80 lingettes de 20×22 cm, KERN MYC-01
- KERN MPD : Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu'à 40 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, KERN MBC-A08
- KERN MPD : Prise d'alimentation externe, 100-240 V, 50/60 Hz, standard EU, CH, UK, KERN YKA-43
- KERN MPD : Prise d'alimentation externe, 100-240 V, 50/60 Hz, standard EU, KERN YKA-44



\* La législation européenne prescrit l'homologation pour les balances avant être utilisées dans le domaine médical. Pensez donc à en faire la demande en même temps. Indiquez-nous pour cela le lieu d'utilisation et le code postal.

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Échelon d'homologation [e] kg	Prescrit par la loi Homologation	
KERN					
MPD 250K100M	250	0,1	0,1	965-129	
MPD 200K-1EM	250	0,2	0,2	965-129	

## Pictogrammes

**Fonctionnement avec pile :**  
préparé pour fonctionner sur pile. Le type de pile est indiqué pour chaque appareil

**Fonctionnement avec batterie :**  
ensemble rechargeable

**Bloc d'alimentation secteur universel :**  
externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d'entrée en option pour A) EU, CH

**Homologation :**  
la durée de la mise à disposition de l'homologation est indiquée par le pictogramme

**Expédition de colis :**  
la durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme