



FAUTEUIL ORL – HAUTEUR HYDRAULIQUE
SUR SOCLE ROND
(RÉFÉRENCE : CCA2511)



(photo non contractuelle)

CARACTÉRISTIQUES:

- Fauteuil de consultation en 4 parties.
- Sur socle rond chromé.
- Hauteur variable avec 1 colonne hydraulique de 620 à 770 mm (avec système de rotation)
- Sellerie tendue, épaisseur 60 mm.
- Synchronisation du dossier (-5° à + 85°), de la jambièrre (0° à + 80°) et du repose-pied par vérin à gaz.
- Accoudoirs escamotables.
- Commande au pied pour la pompe hydraulique.
- Mousse densité 38 kg/m3.

DIMENSIONS:

- H. tout: L. 1810 × l. 810 × H. 620/770 mm.
- Dossier: H. 650 × l. 480 mm.
- Assise: P. 470 × l. 460 mm.
- Jambière: H. 230 × l. 370 mm.
- Têteière : H. 165 x l. 200 mm.
- Poids du fauteuil: 60 kg.
- Poids supporté: 120 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Têteière réglable et orientable oreillette (Ø 9 cm). **(603/0)**
- Têteière NETTI réglable en hauteur et profondeur (30 cm). **(NETTI)**