



CARACTÉRISTIQUES:

- Paravent télescopique en structure aluminium.
- Tige télescopique d'une longueur de 2000 mm.
- Mobile sur structure acier.
- Equipé de 4 roulettes, Ø 100 mm, à frein.
- Poids du paravent: 10 kg.
- Garantie: 3 ans hors tissus et pvc.

RIDEAUX AU CHOIX:

- Tissu trévira BIOACTIVE M1: anis, blanc, blé, glacier, ivoire, lilas, mandarine, pervenche et safran.
- Sure check (antibactérien): beige, blanc, bleu, dune, rose et vert.

DIFFÉRENTS MODÈLES:

(réf: **PAR001/SC/PIED**) SURE CHECK (hauteur de 1600 mm).

(réf: **PAR001/BIO/PIED**) BIOACTIVE (hauteur de 1300 mm).

> SURECHECK



> BIOACTIVE

