




Stan

Le fauteuil de transfert qui
ne ressemble à aucun autre !



CE



- **Léger et peu encombrant :**

Avec un cadre et des composants se repliant très rapidement, ainsi qu'un **poids de 10 kg**, le fauteuil STAN sera un compagnon de route idéal.

- **Sécurisant :**

De série, le fauteuil STAN est équipé d'un **système de freinage pour tierce-personne très efficace** que l'utilisateur lui-même peut aussi activer (freins d'un fauteuil standard). Livré avec **ceinture ventrale**.



Design unique



- **Pratique :**

Quatre poches, dont deux munies de fermetures à glissières, ont été installées à l'arrière du dossier et sous l'assise, pour vous faciliter la vie.


- **Fonctionnel :**

Le fauteuil STAN est équipé de **repose-pieds amovibles et escamotables**, et d'un **dossier pliant**.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

| largeur d'assise | profondeur d'assise | largeur hors-tout | hauteur assise | largeur plié | poids (kg) | poids maxi utilisateur (kg) |
|--|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 40 43 48 51 | 43 43 43 43 | 57 60 65 68 | 45 à l'avant 41 à l'arrière | 32 32 32 32 | 10,2 10,5 10,7 11 | 115 115 115 115 |

Toutes les cotes sont en cm. ± 1 cm.

DUPONT MEDICAL

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (France)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496
www.dupont-medical.com

MOBILY®
Une marque de DUPONT MEDICAL