

Lighted Ear Curette™ avec grossissement

La curette Lighted Ear Curette de Bionix® associe un éclairage et un dispositif de grossissement pour aider les professionnels de santé à visualiser et éliminer plus rapidement, et en toute sécurité, le cérumen du conduit auditif.



PROBLÈME

Le curetage de l'oreille nécessite trois mains. Une main pour immobiliser la tête du patient et redresser le conduit auditif, une main pour manipuler la curette et une autre pour tenir la lampe afin de ne pas intervenir aveuglément dans l'oreille.

SOLUTION

La curette auriculaire articulée Lighted Ear Curette avec grossissement éclaire de manière vive le conduit auditif, évitant ainsi le curetage aveugle de la zone sensible.

RÉSULTATS

La parfaite visualisation accélère la procédure et augmente son efficacité.

« Les curettes Lighted Ear Curette de Bionix ont vraiment transformé nos méthodes de travail. Nous pouvons désormais nettoyer les oreilles de nos patients rapidement et sans douleur. Nous les adorons ! » - Nancy Van Keuls, M.D.

REMBOURSEMENT POTENTIEL (ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT)

Code CPT/Description

69210 - Pour remboursement potentiel des bouchons de cérumen.



Rx ONLY

**MADE IN
THE U.S.A.**



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Bruxelles, BELGIQUE
Tél. : +(32) 2.732.59.54 • Fax : +(32) 2.732.60.03 • E-mail : mail@obelis.net



Bionix LLC • 5154 Enterprise Blvd. Toledo, OH, 43612, États-Unis
Tél. : +1 419.727.8421 • Fax : +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



DES SOLUTIONS INNOVANTES AUX PROBLÈMES QUOTIDIENS

+1 800.551.7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | INTL-0034-FR | Rév. A

Lighted Ear Curette™ avec grossissement

PRÉSENTATION DU PRODUIT



Lighted AngleLoop® | N° 2210

Boucle inclinée de 4 mm de diamètre, similaire à celle de la Red AngleLoop® Safe Ear Curette™.



Lighted MicroLoop® | N° 2220

Boucle de 3 mm de diamètre, similaire à celle de la Safe Ear Curette™ MicroLoop® verte.



Lighted WaveCurette™ | N° 2230

Nouvel embout de 2,5 mm de type ondulé



Lighted FlexLoop® | N° 2240

Embout de 4 mm de large similaire à celui de la Safe Ear Curette™ FlexLoop® blanche.



Lighted CeraSpoon® | N° 2250

Embout de 4 mm de large, similaire à la celui de la Safe Ear Curette™ CeraSpoon® jaune.



Lighted InfantScoop® | N° 2260

Embout de 2 mm de large similaire à celui de la Safe Ear Curette™ InfantScoop® bleue.



Lighted VersaLoop® | N° 2270

Embout de 3 mm de large similaire à celui de la Safe Ear Curette™ VersaLoop® mauve.



Lighted CeraPik® | N° 2280

Embout concave de 2,5 mm fléchi à 45°. Solution idéale pour les bouchons de cérumen tenaces et les corps étrangers.

PACKS STANDARD

(50 par boîte + une source lumineuse + une loupe)

N° 2210 - Lighted AngleLoop®

N° 2220 - Lighted MicroLoop®

N° 2230 - Lighted WaveCurette™

N° 2240 - Lighted FlexLoop®

N° 2250 - Lighted CeraSpoon®

N° 2260 - Lighted InfantScoop®

N° 2270 - Lighted VersaLoop®

N° 2280 - Lighted CeraPik®

N° 2245 - Pack divers (Contient tous les styles d'embout, à l'exception de CeraPik®)

PACKS CLINIQUE

(200 par boîte + 4 sources lumineuses + 4 loupes)

N° 2201 - Pack Clinique Lighted AngleLoop®

N° 2202 - Pack Clinique Lighted MicroLoop®

N° 2203 - Pack Clinique Lighted WaveCurette™

N° 2204 - Pack Clinique Lighted FlexLoop®

N° 2205 - Pack Clinique Lighted CeraSpoon®

N° 2206 - Pack Clinique Lighted InfantScoop®

N° 2207 - Pack Clinique Lighted VersaLoop®

N° 2208 - Lighted CeraPik®

N° 2209 - Pack divers (Contient tous les styles d'embout, à l'exception de CeraPik®)

« Grâce aux diverses tailles et formes d'embouts, l'élimination du cérumen est plus facile que jamais. » - Carl A. Moritz, Jr., MD

Brevet américain n° D524939



DES SOLUTIONS INNOVANTES AUX PROBLÈMES QUOTIDIENS

+1 800.551.7096 • www.bionix.com