

Sangle Complète

AVEC TÊTIÈRE

Réf. : FC220267-S/M/L/XL

- Pour des transferts confortables.
- Forme en U pour une mise en place et un retrait aisés.
- Rembourrage mousse au niveau des jambes pour un confort maximum.
- Pour transferts lit/fauteuil/lit et ramassage au sol.
- Poignées dorsales pour aider au positionnement.
- 4 positions d'attaches pour un réglage adapté.
- **Avec tête** pour un soutien optimal de l'utilisateur.
- **4 tailles disponibles** : S / M / L / XL



Poids de la sangle :
de 1 à 1,2 kg

Taille	S	M	L	XL
A	740 mm	840 mm	930 mm	1020 mm
B	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
C	1190 mm	1260 mm	1330 mm	1450 mm
D	910 mm	980 mm	1050 mm	1170 mm
E	126 mm	136 mm	146 mm	163 mm

Sangle Complète

SANS TÊTIÈRE

Réf. : FC220266-S/M/L/XL

- Rembourrage mousse au niveau des jambes pour un confort maximum.
- Pour transferts lit/fauteuil/lit et ramassage au sol.
- Poignée dorsale pour aider au positionnement.
- 4 positions d'attaches pour un réglage adapté.
- **4 tailles disponibles** : S / M / L / XL



Poids de la sangle :
de 0,9 à 1,2 kg

Taille	S	M	L	XL
A	740 mm	840 mm	930 mm	1020 mm
B	910 mm	980 mm	1050 mm	1170 mm
C	607 mm	653 mm	700 mm	780 mm
D	126 mm	136 mm	146 mm	163 mm