



## IH 28 Nébuliseur Pro



compressed  
air technology

Nébulisation avec la  
technologie de l'air comprimé



silicone  
masks &  
nasal wash

Set complet de nébuliseur  
avec masques en silicone  
souple et douche nasale



### Traitement holistique des voies respiratoires pour adultes et enfants

Une méthode éprouvée pour traiter les maladies aiguës et chroniques, pour les soins respiratoires et pour prévenir les rhumes

La technologie de l'air comprimé produit les particules les plus fines, qui transportent les principes actifs en profondeur dans les poumons en quelques secondes

Taille des particules (MMAD): 3.07 µm

Capacité de nébulisation élevée (environ 0,35 ml/min) - temps d'inhalation court

Ensemble nebuliseur : Bouteille de nébulisation, embout buccal, embout nasal, douche nasale, masque adulte, masque enfant, tube d'air comprimé, raccord coudé, 10 filtres

Compartiment de rangement pratique pour le jeu d'atomiseurs

Dispositif médical

Pression : env. 0.5 - 1.45 bar

Fonctionnement sur secteur : 230 V~ / 50 Hz / 230 VA

Dimensions (LxHxP): 208 x 208 x 94 mm

Poids : env. 1.65 kg

Garantie : 5 ans

Colisage : 2 unités par carton

EAN N°: 4 211125 603748

Référence article : 603.74

