



IH 57 Inhalateur - Nébuliseur



vibrating
mesh

Nébulisation à l'aide d'une membrane vibrante



intelligent
aerosol
technology

Technologie aérosol intelligente :
nébulisation uniquement à
l'inspiration.



lithium-ion
battery

Batterie lithium-ion d'une durée de
fonctionnement d'environ 3,5 heures



Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures
à utiliser en cas de rhume, d'asthme, de maladies respiratoires, etc.
- pour une inhalation rapide et efficace

Forte proportion de particules respirables (MMAD) : XXX μ

Capacité de nébulisation élevée (> 0,2 ml/min.) -
temps d'inhalation court

Rotation flexible jusqu'à 45°.

Idéal pour les enfants et adapté aux voyages

Accessoires :

Atomiseur en maille avec récipient à médicaments, embout buccal, masque pour
adultes, masque pour enfants, sac de rangement et câble de charge USB.

Préparation hygiénique grâce à la fonction autonettoyante

Ultra-silencieux (environ 45 dB(A))

Dispositif médical

Dimensions du produit (LxlxH) : 46 x 74 x 108 mm

Poids du produit : environ 115 g

Garantie : 5 ans

Colisage : 3 unités par carton

EAN n°.: 4211125 60142 3

Référence article 601.42