

Breaking the rules



V1.0

naggura'n



naggura.com

N'RUN2L


MEDICAL EXAMINATION



PHYSIO



Afmetingen en instelmogelijkheden





Algemene Specificaties

MOTOREN

1 motor elektrische hoogteverstelling (6000 N)

HOOGTEVERSTELLING

-/+ 56/92 cm

GEWICHT

141 kg

MAXIMALE DYNAMISCHE BELASTING

250 kg

STROOMVOORZIENING

AC100 – 120V, 50/60 Hz

AC220 – 240V, 50/60 Hz

ISOLATIE KLASSE

Dubbel geïsoleerd II

PRODUKT KLASSE

Klasse I apparaat

AANGEBRACHTE ONDERDELEN

Type B

VOCHTBESTEDIGHEID

IPX0

CONFORMITEIT

IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-6:2010

IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013, ISO 10993-10:2010

ISO 10993-5:2009

KLEUR VAN HET FRAME

RAL 7047 + RAL 7011

NETSNOER

3m, Wit

Uitrusting

Hoofddeel ondersteund door 2 gasveren voor optimale stabiliteit. Stuur ondersteuning.

Mooi geïntegreerde kringschakelaar, eenvoudig te bedienen.

4 wielen 360°, te bedienen dmv 2 hendels. De wielen zijn onzichtbaar in het onderstel geïntegreerd.

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar met afneembare sleutel (power off).

Double tip system voor extra zekerheid, met automatische standby functie (5 sec).

Kussens

DIKTE

5cm

POLSTERING:

40kg/m³

Neusopening met uitneembaar gezichtskussen.

Kussens zonder naad met afgeronde hoeken.

Kunstleer: 100% vinyl. Met Permablok 3 © advanced bescherming (antibacterieel). Superieure slijtagebestendigheid: >300K Martindale score.

Vlamvertragend: NF P 92-503/M2

● Kleur: Graphite

Garantie

3 jaar op bank en kunstleer.

Toebehoren


3 modellen zitkrukken, in 5 kleuren



Papierrolhouder



Hoezen, 2 kleuren



N'RUN2L


MEDICAL EXAMINATION



PHYSIO



Dimensioni e Funzioni





Caratteristiche tecniche

MOTORI

1 motore altezza (6000 N),

REGOLAZIONE ALTEZZA

-/+ 56/92 cm

PESO

141 kg

CAPACITÀ DI CARICO

200 kg

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

AC100 – 120V, 50/60 Hz

AC220 – 240V, 50/60 Hz

CLASSE DI ISOLAMENTO

Isolamento rinforzato II

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto di Classe I

PARTI APPLICATE

Tipo B

RESISTENZA ALL'UMIDITÀ

IPX0

CONFORMITÀ

IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-6:2010

IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013, ISO 10993-10:2010

ISO 10993-5:2009

COLORE DEL TELAIO

RAL 7047 + RAL 7011

CAVO DI ALIMENTAZIONE

3m, Bianco

Funzionalità

Testiera dotata di 2 pistoni a gas. Supporto manubrio.

Sistema di pedaliera perimetrale integrato nel lettino by Naggura.

4 ruote a 360° completamente integrate nel telaio. 2 leve sollevano il lettino sulle sue 4 ruote.

Sicurezza

Interruttore a chiave con chiave estraibile, disconnette tutti i motori

Sistema di sicurezza aggiuntivo con sistema di standby automatico (5 s.) per tutti i motori.

Imbottiture

SPESSORE

5cm

DENSITÀ

40kg/m³

Foro e cuscinetto facciale

Bordo arrotondato senza cuciture.

Composizione e finitura: 100% vinile. Permablok 3 © con protezione avanzata in vinile. (antigermi e antibatterici). Resistenza superiore all'abrasione. > 300K

Resistenza alla fiamma: NF P 92-503 / M2

● Colore: Grafite

Garanzia

2 anni sul lettino e il rivestimento

Accessori


3 modelli di sgabelli, 5 colori



Portarotoli



Coprilettini, 2 colori



N'RUN2L


MEDICAL EXAMINATION



PHYSIO



Dimensions et fonctions





Spécifications Générales

MOTEURS

1 moteur hauteur (6000 N),

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

-/+ 56/92 cm

POIDS

141 kg

CAPACITÉ DE CHARGE

250 kg

ALIMENTATION

AC100 – 120V, 50/60 Hz

AC220 – 240V, 50/60 Hz

CLASSE D'ISOLATION

Isolation renforcée II

CLASSIFICATION DU PRODUIT

Équipement de classe I

PARTIES APPLIQUÉES

Type B

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

IPX0

CONFORMITÉ

IEC 60601-1:2005 , IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

EN 60601-1-2:2015 , IEC 60601-1-6:2010

IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013 , ISO 10993-10:2010

ISO 10993-5:2009

COULEUR DU CADRE

RAL 7047 + RAL 7011

CÂBLE D'ALIMENTATION

3m, Blanc

Fonctionnement

Tête avec 2 vérins à gaz. Support guidon repose-mains.

Cadre périphérique intégré au châssis by Naggura.

4 roues 360°, entièrement intégrées au châssis. 2 leviers permettent de lever la table sur les 4 roues.

Sécurité

Verrouillage de sécurité avec clé (désactive les moteurs).

Système de sécurité additionnel contrôlable par le cadre (désactive tous les moteurs en 5 s.)

Revêtement

ÉPAISSEUR

5cm

DENSITÉ

40kg/m³

Trou visage et bouchon amovible.

Revêtement sans coutures et bords arrondis.

Revêtement : 100% vinyle. Permablok 3 © advanced vinyl protection (contre germes et bactéries). Résistance supérieure à l'abrasion: >300K cycles.

Résistance à la flamme : NF P 92-503/M2

● Couleur : Graphite

Garantie

3 ans sur la table et le revêtement

Accessoires

3 modèles de tabourets, 5 coloris



Porte-rouleau



Housse de protection, 2 coloris




N'RUN2L


MEDICAL EXAMINATION



PHYSIO



Dimensiones y Funciones





Características técnicas

MOTORES

1 motor altura (6000 N),

AJUSTE DE LA ALTURA

-/+ 56/92 cm

PESO

141 kg

CAPACIDAD DE CARGA

250 kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

AC100 – 120V, 50/60 Hz

AC220 – 240V, 50/60 Hz

CLASE DE AISLAMIENTO

Aislamiento reforzado II

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Equipamiento Clase I

TIPO DE COMPONENTE

Tipo B

RESISTENCIA A LA HUMEDAD

IPX0

CONFORMIDAD

IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-6:2010

IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013, ISO 10993-10:2010

ISO 10993-5:2009

COLOR DE LA ESTRUCTURA

RAL 7047 + RAL 7011

CABLE DE ALIMENTACIÓN

3m, Blanco

Funcionalidades

Cabezal con dos pistones. Manillar apoyamanos.

Perimetral completamente integrado, accesible desde cada lado de la camilla.

4 ruedas con giro 360°. Sistema completamente integrado bajo la estructura de la base accionado con 2 palancas.

Seguridad

Botón de seguridad con llave (apagar).

Sistema de seguridad adicional accionable mediante perimetral (5 s.) para todos los motores.

Tapizados

ESPESOR

5cm

DENSIDAD

40kg/m³

Agujero y cojín facial

Borde redondeado sin costuras.

Composición y acabado: 100% vinilo. Permablok 3 © con protección avanzada de vinilo. (anti-gérmenes y antibacteriana). Resistencia superior a la abrasión. >300.000 ciclos.

Protección ignífuga: NF P 92-503/M2

● Color: Grafito

Garantía

2 años (camilla y tapizado)

Accesorios


3 modelos de taburetes, 5 colores



Portarrollos de papel



Funda de protección, 2 colores



N'RUN2L


MEDICAL EXAMINATION



PHYSIO



Dimensions and Functions





General Specifications

MOTOR

1 engine height (6000 N),

HEIGHT ADJUSTMENT

-/+ 56/92 cm

WEIGHT

141 kg

LIFTING CAPACITY

250 kg

POWER SUPPLY

AC100 – 120V, 50/60 Hz

AC220 – 240V, 50/60 Hz

INSULATION CLASS

Reinforced insulation II

PRODUCT CLASSIFICATION

Class I Equipment

APPLIED PARTS

Type B

MOISTURE RESISTANCE

IPX0

CONFORMITY

IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-6:2010

IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013, ISO 10993-10:2010

ISO 10993-5:2009

FRAME COLOUR

RAL 7047 + RAL 7011

FEEDER CABLE

3m, White

Operation

Head section with 2 gas springs. Handlebar support.

Fully integrated peripheral switch, easy access from all sides of the table.

4 wheels turning 360°. Fully integrated system underneath the base frame. 2 levers lift the table on its 4 wheels.

Safety

Safety switch with key (power off).

Double tip system with automatic standby system (5 sec), for all motors.

Upholstery

THICKNESS

5cm

DENSITY:

40kg/m³

Breathing hole and plug.

Seamless upholstery with round edges.

Coating: 100% vinyl. Permablok 3 © advanced vinyl protection (against germs and bacteria). Superior abrasion resistance: >300K cycles.

Flame retardancy: NF P 92-503/M2

● Colour: Graphite

Warranty

2 years on table and upholstery.

Accessories


3 models of stools, 5 colours



Paper roll holder



Bed covers, 2 colours




N'RUN2L


MEDICAL EXAMINATION



PHYSIO



Abmessungen und Funktionen





Technische Angaben

MOTOREN

1 motor Höhenverstellung (6000 N),

HÖHENVERSTELLUNG

-/+ 56/92 cm

GEWICHT

141 kg

BELASTBARKEIT

250 kg

ISOLIERUNGSKLASSE

AC100 – 120V, 50/60 Hz

AC220 – 240V, 50/60 Hz

DOPPELT ISOLIERT

Doppelt isoliert II

GERÄTEKLASSIFIKATION

Klasse I Equipment

ANGESCHLOSSENE TEILE

Typ B

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

IPX0

KONFORMITÄT

IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-6:2010

IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013, ISO 10993-10:2010

ISO 10993-5:2009

RAHMENFARBE

RAL 7047 + RAL 7011

NETZKABEL

3m, Weiß

Funktionen

Kopfteil mit zwei Gasfedern für maximale Stabilität.
Lenker als Handstütze.

Integrierte Rundumschaltung, von allen Seiten bedienbar

4 Räder 360°, unsichtbar im Untergestell integriert, zwei Hebel

Sicherheit

Sperrbox mit Schlüsselschalter, schaltet alle Motoren ab

Double-tip Bedienung mit automatischer Stand-by Funktion
(5 Sekunden) für alle Motoren

Polster

LIEGENFLÄCHE

5cm

DICKER POLSTERUNG

40kg/m³

Kopfteil mit Gesichtsöffnung und Verschlusskissen

Nahtlose und abgerundete Polster

Polsterbezug: Spradling Permablok 3 ©, Schutz vor Kiemen,
Abrieb und Verschmutzung.

Hochwertige Abriebfestigkeit: 300K Zyklen

Feuerwiderstandsklasse: NF P 92-503/M2

● Farbe: Graphite

Garantie

3 Jahre auch auf Polsterbezug

Zubehör

3 Hocker Modelle in 5 Farben



Papierrollenhalter



Frotteebezüge in 2 Farben

