

→ Ootoscope de poche à fibres optiques

Tête

Bi-matière, en ABS et polypropylène.
Léger et résistant.
Conçu pour l'auscultation O.R.L.

1 Fibres optiques

Assurent la concentration et la transmission optimale du faisceau lumineux.

2 Support pour spéculum à usage unique

Pour spéculum à usage unique 2,5 mm et 4 mm.

3 Loupe pivotante

En acrylique, grossissement 2,5 fois.

4 Éclairage

Ampoule sous vide 2,5 volts.

5 Interrupteur marche/arrêt

6 Compartiment à piles

En aluminium, contient 2 piles alcalines LR06 AA 1,5 V (fournies).
Avec clip de fixation.

Coloris disponibles

Noir, bleu, rouge et argent.



La qualité Spengler

L'otoscope Eclipse® de Spengler bénéficie d'un éclairage à fibres optiques permettant une illumination directe, homogène et sans reflets du canal auriculaire et du tympan, même dans les zones difficilement accessibles.

De construction robuste et économique, l'otoscope Eclipse® de Spengler est parfaitement adapté à l'illumination requise au cabinet médical en pratique quotidienne.



Caractéristiques techniques

Tête	matière intérieure	ABS
	matière extérieure	polypropylène
	support de spéculum	laiton chromé
	support d'ampoule	laiton chromé
	raccord de soufflerie	pour otoscopie pneumatique
	loupe pivotante	grossissement 2,5 fois
Manche	matière	aluminium
Éclairage	ampoule	sous vide
	tension	2,5 Volts
	intensité	500 mA
	axe	vis M 3,5 x 0,35 mm
Alimentation	piles	2 x LR06 AA alcalines 1,5 volts (fournies)
Accessoires	fournis	spéculums à usage unique Ø 4 mm : 10 pièces spéculums à usage unique Ø 2,5 mm : 10 pièces
	Longueur totale	16,5 cm
Dimensions de la boîte	250 x 100 x 38 mm (L x l x h)	
Poids total (avec la boîte)	300 g	
Garantie (dans les conditions normales)	1 an (tête et manche)	
	Consommables exclus (spéculums, ampoule)	

Référence	Modèle	Référence	Accessoire
570 500	Otoscope Eclipse®, noir	570 509	Support pour otoscope Eclipse®
570 501	Otoscope Eclipse®, bleu	570 590	Ampoule pour otoscope Eclipse®
570 507	Otoscope Eclipse®, rouge		
570 508	Otoscope Eclipse®, argent		

Service après vente Spengler : toutes les pièces détachées de l'Otoscope Eclipse® sont disponibles auprès de votre distributeur agréé Spengler.

La qualité Spengler

Assurance qualité

Fabrication française certifiée ISO 9001 : 2000, ISO 13485 : 2004.

Marquage CE

Directive européenne CEE 93/42 : otoscopes : classe I. Les otoscopes Eclipse® Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler assure la maintenance et

la réparation et forme ses distributeurs agréés à ces services.

Garantie

Garantie légale (art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les otoscopes Eclipse® Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler d'1 an de l'otoscope Eclipse® (dans les conditions normales d'utilisation) : remplacement gratuit

des pièces reconnues défectueuses par échange standard (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (ampoule) ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.