

# Dmed® saturn LED 30 F

## DONNÉES TECHNIQUES

## LAMPES DE SOINS

EQUIPEMENT	1 x lampe LED - D68873000
RENDEMENT LUMINEUX	55 000 Lux / 1,0 m
CHAMP D'ÉCLAIREMENT À 1,0 M	Ø 14-32 cm
INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)	>= 93
TEMPERATURE DE COULEUR	env. 3700 K / 4500 K / 5000 K K
APPAREILLAGE	convertisseur électronique
CORDON D'ALIMENTATION	env. 3 m fiche 2P+T
TÊTE DU LUMINAIRE	aluminium
POIDS (NET)	env. 34.0 kg
PUISSANCE ABSORBÉE	env. 30 W
COMPENSATION D'ARTICULATION	ressort (compensation de poids)
CLASSE DE PROTECTION	I
NORMES	EN 60601-1, EN 60601-2-41
PARTICULARITÉS	3 nuances de couleur, 6 niveaux de gradation, poignée stérilisable, dimension du champ éclairé variable, sans entretien
FIXATION	piètement à roulettes
N° COMMANDE	D15111000 - blanc pur



## RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

## DESSIN TECHNIQUE

dim. du champ éclairé : 14 cm

dim. du champ éclairé : 32 cm

