

GENESY 300 pro



GLOBUS

Fonctions Spéciales



181 PROGRAMMES

63 Forme physique - 58 Rehab - 23 Douleur - 8 MENS - 27 Vasculaire - 1 Incontinence - 1 Ionophorèse

- **REEDUCATION FONCTIONNELLE:** 58 programmes visants à exécuter correctement la réhabilitation du blessé grâce à des programmes spécifiques avec l'onde carrée biphasique symétrique compensée. Programme spécifique pour l'incontinence
- **IONOPHORÈSE:** pour la transmission transdermique de médicaments.
- **MICROCOURANTS (MENS):** Genesy 300 pro présente les nouveaux et innovants courants curatifs et régénérants proposés surtout pour les traitements de Santé. Nouveau programme OSTÉOGENÈSE
- **MY TRAINER:** visualise les images du positionnement des électrodes directement sur l'écran.
- **RUN TIME:** modifie les paramètres de contraction lors de la stimulation.
- **FAST MENU:** pour une navigation plus rapide.
- **ÉCRAN LCD GRAPHIQUE**
- **PROGRAMMABLE:** 3 mémoires libres, seulement pour les MENS et TENS.
- **DUAL STIM 2+2:** possibilité d'utiliser deux programmes différents simultanément.
- **MULTI-USER:** Genesy 300 permet de partager le stimulateur avec plusieurs utilisateurs, en maintenant en mémoire les réglages, les préférences et les programmes de chacun.
- **AUTO STIM®:** Le seul stimulateur qui permet d'effectuer un programme de façon automatique sans devoir intervenir manuellement sur le réglage de l'intensité.
- **FONCTION MEMO:** Permet de créer une librairie de programmes personnalisés.
- **SYNCROSTIM:** Réglage simultané de l'intensité des 4 canaux avec une seule touché.
- **LAST 10:** Mémorise les derniers programmes effectués de manière à les rappeler et les exécuter immédiatement.



DOTATION

- 1 Mallette
- 1 Stimulateur GLOBUS GENESY 300 PRO
- 4 Câbles pour connecter les électrodes
- 2 Câbles pour les micro courants
- 4 El. autocollantes carrés ; 4 El. autocollantes rectangulaires
- 1 Chargeur de batterie
- 1 Manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Canaux: 4 canaux indépendants (8 électrodes)
Fréquence: 0.3 – 150 Hz
Intensité: 120 mA par canal
Range de mod. De Largeur: Variation cont. de 45 à 450 µs
Forme d'onde: carré, biphasique, symétrique, compensée, MENS, IONO
Alimentation: batteries
Dispositif Classe II, type BF Standard : CEI EN 60601-1:1998; CEI EN 60601-1-1;
CEI EN 60601-1-2:1998; CEI EN 60601-1-4:1997; CEI EN 60601-2-10:2001; CEI 62-84;
Conforme à la directive 93/42/CEE





GLOBUS

GENESY 300 pro

Liste Programmes

REHABILITATION

Récupération Atrophie 1-2
Recherche points moteurs
Remuscolation 1-2
Renforcement 1-2
Mobilisation 1-2
INCONTINENCE

VASCOLAIRE

Capillarisation 1-2
Drainage 1-2
Vascularisation 1-2

DOULEUR

Tens Endorphinique
Tens Antalgique douleur
aiguë
Tens Antalgique douleur
chronique
Tens Modulé
Contractures
Scliatique
Lombalgie
Cervicales
Périarthrite scapulo-
humérale
Epicondylite
Canal Carpien
Arthrose hanche
Condopathie rotulienne
Membre fantôme 1
Douleurs Menstruelles
Douleurs Menstruelles
intenses
Douleurs à la hanche
Douleurs au genou
Douleurs à la cheville
Douleurs de fracture
Douleurs chroniques
Douleurs aux doigts
Fracteurs aux cotes

IONOPHORÈSE

Ionophorèse

MICROCOURANTS

Étirement musculaire
Hématomes
Scliatique
Lombalgie
Arthrose
Fracture
Inflammation articulaire

OSTÉOGENÈSE

ostéogénèse



MUSCULAIRE- FORME PHYSIQUE

Demo
Echauffement
Récupération active
Force Maximale
Résistance
Force Explosive
Décontracturant



GLOBUS

DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALY

Tel. (+39)0438.7933 - fax (+39)0438.793363 - www.globuscorporation.com - info@globuscorporation.com